

お客様各位

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
エースクラップテクニカルサービスセンター  
TEL : 0120-401-741

レーザーマーキングサービス  
品番と価格およびサービス対象範囲のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、このたび、下記の通り鋼製器具へのレーザーマーキングサービスについて、新たに品番と価格、およびサービス対象範囲を設けましたので、お知らせいたします。  
詳細は、営業担当者もしくは問合せ窓口にご連絡ください。  
何卒、よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

## 【品番および価格適用日】

2024 年 4 月 1 日ご依頼分より、本ご案内の品番および価格を適用致します。

## 【品番と価格（消費税別）】

品番	品名	価格
TS-0158	マーキング 10 文字 1 セット	¥1,000
TS-0157	マーキング ペアン識別ライン 両面各 1 か所	¥2,000
TS-0155	マーキング 2 次元シンボル 1 か所	¥2,000
TS-0154	他社品マーキング 10 文字 1 セット	¥2,500
TS-0152	他社品マーキング 2 次元シンボル 1 か所	¥5,000

## 【サービス対象範囲】

- ・他社品は鋼製器具のみ対象となります、マーキング可能な個所はステンレス部位のみ可能です。
- ・以下の条件はマーキングを実施する事ができません。予めご了承ください。
  - 素材が薄いあるいは細すぎる箇所へのマーキング  
(例 1. マイクロ器械の板バネ 例 2. φ3mm 以下のシャフト など)
  - 病院ロゴなどの意匠、その他図形
  - マーキング機材へ収まらないサイズの製品 セッティングが困難な形状の製品  
(例. コンテナ、全長が長いなど)

以上