

2026 年 10 月

お客様各位

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
エースクラップテクニカルサービスセンター
TEL: 0120-401-741

**レーザーマーキングサービス
品番と価格およびサービス対象範囲のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、鋼製器具へのレーザーマーキングサービスにつきまして、新たなサービスを追加するとともに、サービス品番、料金体系および適用範囲を改めて整理いたしましたので、ご案内申し上げます。

また、既存のマーキングサービスの料金体系につきましても併せてご案内いたします。

サービス内容および料金の詳細につきましては、別紙をご参照いただくか、弊社営業担当者またはお問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。

今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【品番および価格適用日】

2026 年 11 月 2 日ご依頼分より、本ご案内の品番および価格を適用致します。

【品番と価格(消費税別)】

品番	品名	価格
TS-0158	マーキング 10 文字 1 セット	¥1,000
TS-0157	マーキング ペアン識別ライン 両面各1か所	¥2,000
TS-0155	マーキング 2次元シンボル 1 か所	¥2,000
TS-0154	他社品マーキング 10 文字 1 セット	¥2,500
TS-0152	他社品マーキング 2次元シンボル 1 か所	¥5,000
TS-0156 (新)	マーキング バーコード/QR コード 1 か所	¥3,000

【サービス対象範囲】

・他社製品へのマーキングサービスは鋼製器具を対象としております。また、マーキング可能な箇所はステンレス製部位に限ります。

・品質および製品性能の維持のため、以下の条件に該当する製品につきましては、マーキングをお受けできません。
あらかじめご了承ください。


- 素材が薄いあるいは細すぎる箇所へのマーキング (例1. マイクロ器械の板バネ 例2. φ 3mm 以下のシャフト など)
- 病院ロゴなどの意匠、その他図形
- マーキング機材へ収まらないサイズの製品 セッティングが困難な形状の製品 (例. コンテナ、全長が長いなど)

※マーキング例は別紙ご参照ください。

【マーキング例】

10 文字以内 1 か所

- ・弊社製品 (TS-0158 ×1)
- ・他社製品 (TS-0154 ×1)



1 か所で複数行 20 文字


- ・弊社製品 (TS-0158 ×2)
- ・他社製品 (TS-0154 ×2)



※文字マーキングの位置およびフォントにつきましては、当社推奨の仕様にお任せいただくことをお勧めしております。

ペアン識別用ライン両面

- ・弊社製品のみ (TS-0157 ×1)



2 次元シンボル 1 か所

- ・弊社製品 (TS-0155 ×1)、・他社製品 (TS-0152 ×1)



※ペアン識別ラインのマーキングをご依頼の際は、
マーキング位置およびライン本数をご指定ください。

例: 左側シャンクの両面に3本ライン、両面の右側に5本ラインなど

マーキング バーコード/QR コード TS-0156

※バーコードおよび QR コードのマーキングをご希望の場合は、事前に対象製品情報およびマーキングデータをご提出ください。ご提出いただいた内容をもとに技術的な確認を行い、対応可否を判断いたします。

※バーコード・QR コードとあわせて文字情報等の併記をご希望の場合は、事前確認時にその旨をご指定ください。

※併記する文字のフォントについてはご指定いただけません。

※QR コードの最小マーキングサイズは、10mm × 10mm となります。



マーキング例: 弊社コンテナ用 ID ラベル

お問合せ: ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
カスタマーサービスセンター
TEL: 0120-401-741 (5 番)

以上