

2026 年 1 月 13 日

お客様各位

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
ニューロサージェリー&パワーシステム事業本部

## ヒストアクリル 追加表示に関するご案内

拝啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ヒストアクリルの表示に「冷凍禁止」のラベルを追加致します。ヒストアクリルの保管条件には変更なく 22℃以下となりますが、誤って冷凍庫に入れて保管したものはご使用いただけませんので、改めてご注意くださいようお願い申し上げます。

敬具

## 記

## 【対象製品】

販売名：ヒストアクリル

医療機器承認番号：22500BZX00183000

品番	製品名/規格
1050014	内視鏡領域用ヒストアクリル、0.5mL、5 本入
1050015	IVR 領域用ヒストアクリル、0.5mL、5 本入
1050016	脳血管内領域用ヒストアクリル、0.5mL、5 本入

## 【追加表示の外観】



## 【変更実施時期】

2026 年 1 月 19 日出荷分より

お問い合わせ：

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
ニューロサージェリー&パワーシステム事業本部  
ヒストアクリル担当 ([histoacryl.jp@bbraun.com](mailto:histoacryl.jp@bbraun.com))  
TEL：0120-401-741

以上