

Product Line up

フレキシマ やわ凸 ロールアップ



15-45mm
Midi 肌色

15-45mm
Maxi 肌色

15-45mm
Maxi 透明

非課税

品名	品番	色	有効径	サイズ	入数	標準価格
フレキシマ やわ凸 ロールアップ	4622716G	肌色 (窓付)	フリーカット 15-45mm	Midi	10	¥7,500 (¥750/枚)
	4622717G			Maxi		
	4621716G	透明		Maxi		

フレキシマ やわ凸 ウロ



15-35mm
Midi 透明

非課税

品名	品番	色	有効径	サイズ	入数	標準価格
フレキシマ やわ凸 ウロ	4641715G	透明	フリーカット 15-35mm	Midi	10	¥9,000 (¥900/枚)

*接続管10本入

すべてにおいて「やさしさ」にこだわったストーマ装具

フレキシマ やわ凸

オストメイトのみなさまに、「やさしい装着」を。

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社




本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
 カスタマーサービスセンター:
 0120-401-741 (フリーダイヤル)
 コーポレートサイト: www.bbraun.jp

「フレキシマ やわ凸」の やさしい装着が 安心のストーマケアを もたらします。

1 やさしい圧

高さ6mmの低密度ポリエチレン (LDPE) を使用した、
なだらかなコンベックスリングが
やさしい圧をもたらします。



3-1

2 肌にやさしい

CPb系*皮膚保護剤が
患者さんの肌にやさしい
ストーマケアを実現します。
* JSSCR分類
主成分：ペクチン、CMC、PIB



3 シンプルで排出しやすい やさしいデザイン

1日に何回も排出作業をすることもある
オストメイトのみなさんに適した
シンプルな排出デザイン



3-1 排出しやすい幅7cmの排出口。(ロールアップ)



3-2 シンプルな4回巻き上げの排出口。(ロールアップ)



3-3
ベルトタブが
3カ所だから
袋の向き調整が可能。



3-4 ひっかかりなく安全、シンプルな回転コック式。(ウロストミー用)



ロールアップ
1枚 750円



ウロストミー用
1枚 900円
(接続管10本入)