

2020年11月

お客様 各位

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
ジェネラルサージェリー事業本部  
サージカル アセット コンサルティング ユニット

製品仕様変更のご案内

(販売名:持針器)

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、海外製造元(ドイツ、エースクラップ社)におきまして、持針器の仕様(原材料)が下記の通り変更となりましたので、ご連絡申し上げます。尚、仕様変更に伴う価格の変更はございません。

新仕様の製品への移行は、現行品の在庫がなくなり次第、行って参りますので、何卒ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品へのご愛顧を賜ります様、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

## ○変更内容

ジョーの材質がダイヤモンド粒子からコバルトクロムタンゲステン合金(溶着)に変更

## ○変更理由

材料をより均一にジョーに溶着するため

## ○対象製品

品番	製品名
BM301R	持針器、ライター、全長 140mm
BM302R	持針器、ライター、全長 180mm
BM325R	持針器、ライター、全長 160mm
BM327R	持針器、ライター、全長 220mm
BM328R	持針器、ライター、全長 250mm

届出番号:13B1X00218130003

○お問合せ先: カスタマーサービスセンター TEL: 0120-401-741

以上