


Neurosurgery

Aneurysm Clip Tray For YASARGIL Aneurysm Clip

ヤサーギル脳動脈瘤クリップトレイ

ヤサーギル脳動脈瘤クリップトレー



蓋

蓋が網目状のため、中身の確認が容易です。蓋とトレーの溝がしっかりと合わさり中でクリップが混ざることはありません。

FT009R (ラージサイズ)
溝:42ヶ所

IDタグ

脳動脈瘤クリップの必要情報及び原寸の形状イラストが記載されています。

ロック機構

頑丈なロックシステムを採用しました。

FT008R (スモールサイズ)
溝:21ヶ所


FT008R

脳動脈瘤クリップトレー(スモールサイズ)
溝:21ヶ所



FT009R

脳動脈瘤クリップトレー(ラージサイズ)
溝:42ヶ所



カスタマイズ




クリップ収納トレー(テンポラリークリップ用)

FT009R(ラージサイズ) 溝:42ヶ所
 FT008R(スモールサイズ) 溝:21ヶ所
 *IDタグ、IDラベルは別発注となります。
 オートクレーブ滅菌可能

- ・トレー溝ごとに、それぞれIDタグをセットすることができます。
- ・術者の好みやニーズに合わせて自由にトレーをアレンジすることができます。

IDタグ

- ・IDタグには、脳動脈瘤IDタグの必要情報及び原寸の形状イラストが記載されているため、使用されるクリップを容易に確認することが可能です。
- ・全てのテンポラリークリップのIDタグを揃えております。



クリップIDタグの品番

品番はクリップ品番に-IDになります(例: FT292T-ID)
 品番のないIDタグもご用意しております。(品番: Blank-SMALL-ID/Blank-LARGE-ID 色: グレー)



ロングブレードタイプにはトレーの間仕切りを外すことで、
 収納スペースを大きくする事ができます。

セパレーター(別売)

ショート: FT008205

ロング: FT009205



IDラベルの色やセット名を入れることで、複数あるトレーの認識を行うことができます。

IDラベル(文字入り)

品番	色
JG785B	レッド
JG786B	ブルー
JG787B	グリーン
JG788B	ゴールド
JG790B	ブラック
JG792B	ブラウン
JG793B	パープル
JG794B	オレンジ



製品情報

ハーフサイズコンテナ 蓋

プライムライン プロ
最大5000回の滅菌が可能な
微生物バリアシステム
(PTFE製フィルター)



品番	色
JP121	レッド
JP122	ブルー
JP123	グリーン
JP124	ゴールド
JP125	シルバー

ベーシック
フィルター交換タイプ



品番	色
JK385	レッド
JK386	ブルー
JK387	グリーン
JK388	ゴールド
JK389	シルバー

ハーフサイズコンテナ 底



品番	プライムラインプロ設置の場合 サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	ベーシック設置の場合 サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	サイズ(内寸) 縦×横×高さ(mm)
JK340	300×285×112	300×285×108	254×258×75(55)
JK341	300×285×142	300×285×138	254×258×105(85)
JK342	300×285×157	300×285×153	254×258×120(100)
JK344	300×285×209	300×285×205	254×258×172(152)
JK346	300×285×269	300×285×265	254×258×232(212)

ベーシック用フィルター



単回使用ペーパーフィルター

品番	サイズ(mm)	入り数
JK095	φ190	100

スモールコンテナ 蓋



品番	色
JK170	レッド
JK171	ブルー
JK172	グリーン
JK173	ゴールド
JK174	シルバー

スモールコンテナ 底



品番	サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	サイズ(内寸) 縦×横×高さ(mm)
JK188	310×140×67	274×126×52

※サイズ：スモールコンテナ(蓋)に
コンテナ底を設置した場合の寸法

スモールコンテナ用



リユーズブルフィルター

品番	サイズ(外寸) 縦×横(mm)	入り数
JK091	215×95	2

1000回の高圧蒸気滅菌に使用できます



単回使用ペーパーフィルター

品番	サイズ(外寸) 縦×横(mm)	入り数
JF166	118×235	100

AESCULAP® -a B. Braun brand

製造販売元 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741

www.bbraun.jp

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。