

VARIO

バリオ



バリオコンテナー

- 外蓋により、塵や水滴から内蓋とフィルターを保護します。
- バリオコンテナーは、外蓋を取り着けた状態での滅菌が可能です。



単回使用のペーパーフィルターは、EN ISO 11140-1に適合したタイプ1の化学的インジケーターを備えており、使用済みのフィルターを識別することができます。



PTFE製のリユーズブルフィルターは、1000回の高圧蒸気滅菌に使用できます。EN868-8 2009附則Hに準拠した方法でバリデーションを実施。




両タイプのフィルターは、耐久性のあるシリコンガスケットを備えたフィルターリテーナーにより、隙間なく確実に蓋に設置されます。



STERILE CONTAINERS

滅菌コンテナ

バリオ 蓋



外蓋

注文コード	品番	色
-------	----	---

フルサイズ

002-493-55	JK455A	レッド
002-493-56	JK456A	ブルー
002-493-57	JK457A	グリーン
002-493-58	JK458A	ゴールド
002-493-59	JK459A	シルバー

ミドルサイズ


002-494-55	JK755A	レッド
002-494-56	JK756A	ブルー
002-494-57	JK757A	グリーン
002-494-58	JK758A	ゴールド
002-494-59	JK759A	シルバー

ハーフサイズ

002-492-55	JK355A	レッド
002-492-56	JK356A	ブルー
002-492-57	JK357A	グリーン
002-492-58	JK358A	ゴールド
002-492-59	JK359A	シルバー

ハーフサイズ 浅型

002-492-55	JK355A	レッド
002-492-56	JK356A	ブルー
002-492-57	JK357A	グリーン
002-492-58	JK358A	ゴールド
002-492-59	JK359A	シルバー



内蓋

注文コード	品番	色
-------	----	---

フルサイズ

002-493-91	JK469	シルバー
------------	-------	------

ミドルサイズ

002-494-91	JK769	シルバー
------------	-------	------

ハーフサイズ

002-492-61	JK369	シルバー
------------	-------	------

ハーフサイズ 浅型

002-492-60	JK368	シルバー
------------	-------	------

※上記の品番は"蓋"の品番です。"底"をお選びの上、併せてご使用ください。

VARIO

バリオ

コンテナ 底 孔なし



サイズ：バリオ（外蓋+内蓋）にコンテナ底を設置した場合の寸法

注文コード	品番	サイズ（外寸） 縦×横×高さ（mm）	サイズ（内寸） 縦×横×高さ（有効高さ）（mm）
フルサイズ			
002-493-40	JK440	592×291×115	544×258×75(55)
002-493-41	JK441	592×291×145	544×258×105(85)
002-493-42	JK442	592×291×160	544×258×120(100)
002-493-44	JK444	592×291×212	544×258×172(152)
002-493-46	JK446	592×291×272	544×258×232(212)
ミドルサイズ			
002-494-40	JK740	470×291×115	421×258×75(55)
002-494-41	JK741	470×291×145	421×258×105(85)
002-494-42	JK742	470×291×160	421×258×120(100)
ハーフサイズ			
002-492-40	JK340	300×291×115	254×258×75(55)
002-492-41	JK341	300×291×145	254×258×105(85)
002-492-42	JK342	300×291×160	254×258×120(100)
002-492-44	JK344	300×291×212	254×258×172(152)
002-492-46	JK346	300×291×272	254×258×232(212)
ハーフサイズ 浅型			
002-492-39	JK339	300×291×75	260×265×35(15)

STERILE CONTAINERS

滅菌コンテナ

コンテナ 底 孔あり



サイズ：バリオ（外蓋＋内蓋）にコンテナ底を設置した場合の寸法

注文コード	品番	サイズ（外寸） 縦×横×高さ（mm）	サイズ（内寸） 縦×横×高さ（有効高さ）（mm）
フルサイズ			
002-497-50	JN440	592×291×115	544×258×63(43)
002-497-51	JN441	592×291×145	544×258×93(73)
002-497-52	JN442	592×291×160	544×258×108(88)
002-497-53	JN444	592×291×212	544×258×160(140)
002-497-54	JN446	592×291×272	544×258×220(200)
ミドルサイズ			
002-498-43	JN740	470×291×115	421×258×63(43)
002-498-44	JN741	470×291×145	421×258×93(73)
002-498-45	JN742	470×291×160	421×258×108(88)
ハーフサイズ			
002-496-50	JN340	300×291×115	254×258×63(43)
002-496-51	JN341	300×291×145	254×258×93(73)
002-496-52	JN342	300×291×160	254×258×108(88)
002-496-53	JN344	300×291×212	254×258×160(140)
002-496-54	JN346	300×291×272	254×258×220(200)

AESCULAP® - a B. Braun brand

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

製造販売元

ビー・ブラウンエスクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

<http://www.bbraun.jp>

発売元

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363