

# BASIS

## ベーシック



### ベーシックコンテナ

- 本体は、乾燥効率の高いアルミ製です。
- ロッキングフラップにより、蓋と底をしっかりと密閉します。
- 5色展開で色による目的別分類が可能です。



単回使用のペーパーフィルターは、EN ISO 11140-1に適合したタイプ1の化学的インジケーターを備えており、使用済みのフィルターを識別することができます。



PTFE製のリユーズブルフィルターは、1000回の高圧蒸気滅菌に使用できます。EN868-8 2009附則Hに準拠した方法でバリデーションを実施。



両タイプのフィルターは、耐久性のあるシリコンガスケットを備えたフィルターリテーナーにより、隙間なく確実に蓋に設置されます。



# STERILE CONTAINERS

## 滅菌コンテナ

### ベーシック 蓋



注文コード	品番	色
<b>フルサイズ</b>		
002-493-92	JK485	レッド
002-493-93	JK486	ブルー
002-493-94	JK487	グリーン
002-493-95	JK488	ゴールド
002-493-96	JK489	シルバー
<b>ミドルサイズ</b>		
002-494-92	JK785	レッド
002-494-93	JK786	ブルー
002-494-94	JK787	グリーン
002-494-95	JK788	ゴールド
002-494-96	JK789	シルバー
<b>ハーフサイズ</b>		
002-492-90	JK385	レッド
002-492-91	JK386	ブルー
002-492-92	JK387	グリーン
002-492-93	JK388	ゴールド
002-492-94	JK389	シルバー
<b>ハーフサイズ 浅型</b>		
002-492-95	JK395	レッド
002-492-96	JK396	ブルー
002-492-97	JK397	グリーン
002-492-98	JK398	ゴールド
002-492-99	JK399	シルバー

※上記の品番は"蓋"の品番です。"底"をお選びの上、併せてご使用ください。

# BASIS

## ベーシック

### コンテナ 底 孔なし



サイズ:ベーシック (蓋) にコンテナ底を設置した場合の寸法

注文コード	品番	サイズ (外寸) 縦×横×高さ (mm)	サイズ (内寸) 縦×横×高さ (有効高さ) (mm)
<b>フルサイズ</b>			
002-493-40	JK440	592×285×108	544×258×75(55)
002-493-41	JK441	592×285×138	544×258×105(85)
002-493-42	JK442	592×285×153	544×258×120(100)
002-493-44	JK444	592×285×205	544×258×172(152)
002-493-46	JK446	592×285×265	544×258×232(212)
<b>ミドルサイズ</b>			
002-494-40	JK740	470×285×108	421×258×75(55)
002-494-41	JK741	470×285×138	421×258×105(85)
002-494-42	JK742	470×285×153	421×258×120(100)
<b>ハーフサイズ</b>			
002-492-40	JK340	300×285×108	254×258×75(55)
002-492-41	JK341	300×285×138	254×258×105(85)
002-492-42	JK342	300×285×153	254×258×120(100)
002-492-44	JK344	300×285×205	254×258×172(152)
002-492-46	JK346	300×285×265	254×258×232(212)
<b>ハーフサイズ 浅型</b>			
002-492-39	JK339	300×285×67	260×265×35(15)

# STERILE CONTAINERS

## 滅菌コンテナ

### コンテナ 底 孔あり



サイズ:ベーシック(蓋)にコンテナ底を設置した場合の寸法

注文コード	品番	サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	サイズ(内寸) 縦×横×高さ(有効高さ)(mm)
<b>フルサイズ</b>			
002-497-50	JN440	592×285×108	544×258×63(43)
002-497-51	JN441	592×285×138	544×258×93(73)
002-497-52	JN442	592×285×153	544×258×108(88)
002-497-53	JN444	592×285×205	544×258×160(140)
002-497-54	JN446	592×285×265	544×258×220(200)
<b>ミドルサイズ</b>			
002-498-43	JN740	470×285×108	421×258×63(43)
002-498-44	JN741	470×285×138	421×258×93(73)
002-498-45	JN742	470×285×153	421×258×108(88)
<b>ハーフサイズ</b>			
002-496-50	JN340	300×285×108	254×258×63(43)
002-496-51	JN341	300×285×138	254×258×93(73)
002-496-52	JN342	300×285×153	254×258×108(88)
002-496-53	JN344	300×285×205	254×258×160(140)
002-496-54	JN346	300×285×265	254×258×220(200)

## AESCULAP® - a B. Braun brand

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

製造販売元

**ビー・ブラウンエスクラップ株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

<http://www.bbraun.jp>

発売元

**Muranaka**  
MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

**村中医療器 株式会社**

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363