




## Reducing Risks of Misconnections in Regional Anesthesia


神経麻酔分野の小口径コネクタ製品

局所麻酔(神経麻酔)に使用されている医療機器のコネクタが、国際規格に統一されます。  
従来、様々な場面で広く使用されている汎用ルアーコネクタは、一方で“誤接続”による誤投薬の要因の1つともなっています。そこで、国際標準化機構(International Organization for Standardization: ISO)において用途ごとの専用のコネクタをISO 80369シリーズとして策定しました。  
このISO80369シリーズで神経麻酔分野における誤接続防止を目的として設計されたのが、ISO-80369-6、**NRFit®**です。

#### NRFitコネクタの形状



#### ISO-80369シリーズ










# NRFit® 対応 局所麻酔製品

製品仕様








## SPINAL NEEDLES

スピノカン®	カラーコード	サイズ(G)／長さ(mm)	販売単位(本)	品番
		25 x 75	25	4505751N-01
		25 x 88		4505905N-01
		22 x 88		4507908N-01
		22 x 120		4506090N-01

ペンカン®	カラーコード	サイズ(G)／長さ(mm)	ガイド針(mm)	販売単位(本)	品番
		27 x 90	35	25	PE-2790RIN
		27 x 90	25		PE-2790SIN
		27 x 75	25		PE-2775SIN
		25 x 90	35		PE-2590RIN
		25 x 90	25		PE-2590SIN
		25 x 75	25		PE-2575SIN

※針管に目盛付

## EPIDURAL NEEDLES

ペリカン®	カラーコード	サイズ(G)／長さ(mm)	販売単位(本)	品番
		22 x 80	20	P-2280N
		20 x 80		P-2080N
		20 x 50		P-2050N
		18 x 80		P-1880N
		17 x 80		P-1780N
		17 x 115	10	P-17115N


# NRFit® 対応 局所麻酔製品

製品仕様


## EPIDURAL CATHETERS

ペリフィックス® カテーテル	外径(G) / 長さ (mm)	適合硬膜外針 (G)	販売単位 (本)	品番
	ペリフィックス® ソフトチップカテーテル			
	20G×1000	18	25	4515048N-01
	ペリフィックス® ワン カテーテル			
	20G×1000	18	25	45131501N-01

## ACCESSORIES & COMPLEMENTARY PORTFOLIO

ペリフィックス® フラットフィルター	Particle filter (μm)	販売単位 (個)	品番
	0.2	5	4515501N-01

ペリフィックス® カテーテルコネクター	適合カテーテルサイズ (G)	販売単位 (個)	品番
	20/24	25	4513800N-01
	19	5	4513801N-01


ペリフィックス® LORシリンジ	販売単位 (本)	品番
	Slip NRFit®	
	25	4637110
	Lock NRFit®	
	25	4638110

ペリフィックス® フィルターストロー	Particle filter (μm)	ストロー長さ (cm)	販売単位 (個)	品番
	5	4.5	50	4550250N
	5	10		4550200N

# 硬膜外セット製品


製品仕様

## ペリフィックス・ワン カテーテル



品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PMS-Y18N	ペリフィックス ミニセット	18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン18G×80mm/ カテーテルコネクタ	10セット/箱	1箱
PFS-Y18N	ペリフィックス フィルターセット	18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン18G×80mm/ カテーテルコネクタ/フラットフィルター	10セット/箱	1箱
PFS-Y18LN	ペリフィックス フィルターセット	18G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン18G×80mm/ カテーテルコネクタ/フラットフィルター/LORシリンジ	10セット/箱	1箱
PFS-Y20LN	ペリフィックス フィルターセット 小児用	20G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン20G×80mm/ カテーテルコネクタ/フラットフィルター/LORシリンジ	10セット/箱	1箱
PFS-YP20N	ペリフィックス フィルターセット 小児用	20G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン20G×50mm/ カテーテルコネクタ/フラットフィルター	10セット/箱	1箱
PFS-YP20LN	ペリフィックス フィルターセット 小児用	20G用ペリフィックス・ワン カテーテル/ペリカン20G×50mm/ カテーテルコネクタ/フラットフィルター/LORシリンジ	10セット/箱	1箱

## ペリフィックス FXカテーテル



品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PFS-W17N	ペリフィックス フィルターセット	17G用ペリフィックス FXカテーテル/ペリカン17G×80mm/ カテーテルコネクタ/フラットフィルター	10セット/箱	1箱

# 硬膜外セット製品

製品仕様

## ペリフィックス ソフトチップカテーテル



品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PMS-S18N	ペリフィックス ミニセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ペリカン18G×80mm/カテーテルコネクター	10セット/箱	1箱
PFS-S17N	ペリフィックス フィルターセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ペリカン17G×80mm/カテーテルコネクター/フラットフィルター	10セット/箱	1箱
PFS-S18N	ペリフィックス フィルターセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ペリカン18G×80mm/カテーテルコネクター/フラットフィルター	10セット/箱	1箱
PFS-S18LN	ペリフィックス フィルターセット	18G用ソフトチップ カテーテル/ペリカン18G×80mm/カテーテルコネクター/フラットフィルター/LORシリンジ	10セット/箱	1箱


## ペリフィックス スタンダードキット


品番	製品名	製品仕様	包装単位	販売単位
PSK-Y1000N	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ワンカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター/LORシリンジ/消毒用スポンジ/注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-Y2000N	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ワンカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター/ガラスシリンジ/消毒用スポンジ/注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-S1000N	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ソフトチップカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター/LORシリンジ/消毒用スポンジ/注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-S2000N	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ソフトチップカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター/ガラスシリンジ/消毒用スポンジ/注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-W1000N	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン17G×80mm/17G用ペリフィックス FXカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター/LORシリンジ/消毒用スポンジ/注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱
PSK-W2000N	ペリフィックス スタンダードキット NRFit	ペリカン17G×80mm/17G用ペリフィックス FXカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター/ガラスシリンジ/消毒用スポンジ/注射針/シリンジ/透明ドレープ/ドレッシング	10セット/箱	1箱


# NRFit® 対応 局所麻酔製品

製品仕様

## PNB NEEDLES

ウルトラプレックス® 360	サイズ (G)	径/長さ (mm)	Bevel (°)	販売単位 (個)	品番
	22	0.7 x 35	30	25	4892603NR-01
	22	0.7 x 50			4892605NR-01
	22	0.7 x 80			4892608NR-01
	20	0.9 x 100			4892610NR-01
	20	0.9 x 150			4892615NR-01

スティムプレックス® ウルトラ® 360	サイズ (G)	径/長さ (mm)	Bevel (°)	販売単位 (個)	品番
	22	0.7 x 35	30	25	4892503NR-01
	22	0.7 x 50			4892505NR-01
	22	0.7 x 80			4892508NR-01
	20	0.9 x 100			4892510NR-01
	20	0.9 x 150			4892515NR-01

スティムプレックス® A ニードル	サイズ (G)	径/長さ (mm)	Bevel (°)	販売単位 (個)	品番
	24	0.55 x 25	32	25	4894251NR
	22	0.7 x 50			4894502NR
	21	0.8 x 100			4894260NR
	20	0.9 x 150			4894278NR

製造販売元

**ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

**カスタマーサービスセンター**

TEL 0120-401-741 (フリーダイヤル)

[www.bbraun.jp](http://www.bbraun.jp)

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。

販売名:

ペリフィックス  
ブラウン穿刺針  
ペリフィックス カテーテルコネクタ  
ビー・ブラウンLORシリンジ  
ウルトラプレックス 360  
スティムプレックスウルトラ 360  
スティムプレックスAニードル  
麻酔用フラットフィルタ  
スプリングウンドカテーテル  
ペリフィックスカテーテル

承認/届出番号:

20200BZY00051000  
20800BZZ00838000  
13B1X00218451015  
13B1X00218448003  
23000BZX00122000  
23000BZX00260000  
22200BZX00789000  
22900BZX00240000  
22300BZX00006000  
22100BZX00467000