



AESCULAP® PRIME*Line*® PRO
エースクラップ® プライムライン® プロ
THE AESCULAP® STERILE CONTAINER SYSTEM

THE AESCULAP® STERILE CONTAINER SYSTEM

エースクラップ® 滅菌コンテナシステム



必要な器械を

必要なときに

滅菌された状態で

供給できる

経済的で

信頼性の高い滅菌包装システム



短時間での滅菌包装
高い信頼性
効率的な運用

エスクラップ® 滅菌コンテナシステム

- 本体は丈夫な厚さ2mmのアルミ製
フィルターカバーはステンレス製
- ロッキングフラップによる高い密封性
- 高い乾燥効率
- 最大5,000回の滅菌が可能な微生物バリアシステム
(PTFE製フィルター)
- 5色展開で色による目的別分類

ステンレス製のフィルターカバー



本体は厚さ2mmのアルミ製



THE AESCULAP® STERILE CONTAINER SYSTEM

エースクラップ® 滅菌コンテナシステム



プライムライン® プロ 蓋



注文コード	品番	色
フルサイズ		
002-590-31	JP101	レッド
002-590-32	JP102	ブルー
002-590-33	JP103	グリーン
002-590-34	JP104	ゴールド
002-590-35	JP105	シルバー
ミドルサイズ		
002-590-36	JP111	レッド
002-590-37	JP112	ブルー
002-590-38	JP113	グリーン
002-590-39	JP114	ゴールド
002-590-40	JP115	シルバー
ハーフサイズ		
002-590-41	JP121	レッド
002-590-42	JP122	ブルー
002-590-43	JP123	グリーン
002-590-44	JP124	ゴールド
002-590-45	JP125	シルバー
ハーフサイズ 浅型		
002-590-46	JP131	レッド
002-590-47	JP132	ブルー
002-590-48	JP133	グリーン
002-590-49	JP134	ゴールド
002-590-50	JP135	シルバー



プライムライン® プロは1988年以降に製造されたコンテナ底と互換性があります。



コンテナ 底

プライムライン® プロ(蓋)+コンテナ底



注文コード	品番	サイズ	サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	サイズ(内寸) 縦×横×高さ(有効高さ) (mm)
フルサイズ				
002-493-40	JK440	フルサイズ	592×285×112	544×258×75(55)
002-493-41	JK441	フルサイズ	592×285×142	544×258×105(85)
002-493-42	JK442	フルサイズ	592×285×157	544×258×120(100)
002-493-44	JK444	フルサイズ	592×285×209	544×258×172(152)
002-493-46	JK446	フルサイズ	592×285×269	544×258×232(212)
ミドルサイズ				
002-494-40	JK740	ミドルサイズ	470×285×112	421×258×75(55)
002-494-41	JK741	ミドルサイズ	470×285×142	421×258×105(85)
002-494-42	JK742	ミドルサイズ	470×285×157	421×258×120(100)
ハーフサイズ				
002-492-40	JK340	ハーフサイズ	300×285×112	254×258×75(55)
002-492-41	JK341	ハーフサイズ	300×285×142	254×258×105(85)
002-492-42	JK342	ハーフサイズ	300×285×157	254×258×120(100)
002-492-44	JK344	ハーフサイズ	300×285×209	254×258×172(152)
002-492-46	JK346	ハーフサイズ	300×285×269	254×258×232(212)
ハーフサイズ 浅型				
002-492-39	JK339	ハーフサイズ、浅型	300×285×72	260×265×35(15)

THE AESCULAP® STERILE CONTAINER SYSTEM

エースクラップ® 滅菌コンテナシステム

消耗品

リユーズブルフィルター



注文コード	品番
-------	----

002-576-50	JP050
------------	-------

1枚入り
プライムライン® プロ、
プライムライン® 専用



注文コード	品番
-------	----

002-576-55	JP055
------------	-------

フィルター着脱用ハンドル

クリームクリーナー



注文コード	品番
-------	----

002-322-85	JG601
------------	-------

滅菌コンテナ表面に付着したテープ痕などの汚れの除去にご使用ください。

インジケーター付リードシール



注文コード	品番	色
-------	----	---

002-495-06	XG744	ホワイト
------------	-------	------

002-495-07	XG745	レッド
------------	-------	-----


002-495-08	XG746	ブルー
------------	-------	-----

002-495-09	XG747	グリーン
------------	-------	------

002-495-10	XG748	イエロー
------------	-------	------

1箱 (1000枚入)
プライムライン® プロ、
プライムライン®, バリオ、
ベーシック 対応
オートクレーブ・EOG 両用

インジケーターカード



注文コード	品番
-------	----

002-486-34	MD347
------------	-------

250枚入り
プライムライン® プロ、
プライムライン®, バリオ、
ベーシック 対応
旧タイプ兼用
オートクレーブ・EOG 両用

IDラベル



注文コード	品番	色
-------	----	---

002-495-11	JG785B	レッド
------------	--------	-----

002-495-12	JG786B	ブルー
------------	--------	-----

002-495-13	JG787B	グリーン
------------	--------	------

002-495-14	JG788B	ゴールド
------------	--------	------

002-495-15	JG790B	ブラック
------------	--------	------

002-495-16	JG792B	ブラウン
------------	--------	------

002-495-17	JG793B	パープル
------------	--------	------

002-495-18	JG794B	オレンジ
------------	--------	------

リードシール



注文コード	品番
-------	----

002-324-50	JG739
------------	-------

1袋 (1000枚入)
青

注文コード	品番
-------	----

002-324-56	JG739W
------------	--------

1袋 (1000枚入)
白





エースクラップ®
滅菌コンテナ
システム

AESCULAP® - a B. Braun brand

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

製造販売元

ビー・ブラウンエスクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

<http://www.bbraun.jp>

発売元

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363