

ペリフィックス・スタンダードキット (PSK-Y2000N)



構成品	規格	数量
トレイ	ブルートレイ	1
フィールドシート	アイテックス 100×100	1
消毒器具	スティックスポンジ	3
カップ	メディスンカップ クリアー PPカップ 100ml	1 1
ガーゼ	白十字ガーゼ	3
ドレープ	透明穴付ドレープ【GD-10-090】	1
ディスポ針	18G x 1 1/2" 23G x 1 1/4" 25G x 1"	1 1 1
調液用器具	フィルターストロー-NRFit 4.5cm	1
針刺し防止用	ニードルブロックフォーム	1
硬膜外針	18G ペリカン	1
硬膜外カテーテル	ペリフィックス ワンカテーテル	1
フィルター	フラットフィルター	1
コネクター	アリゲーターコネクターPCC2.1 コネクターカバー	1 1
LOR	ガラスシリンジ ルアー	1
シリンジ	10mL ルアー (サイド) 5mL ルアー NRFit	1 1
ドレッシング	3Mテガダーム 100×120mm	1

販売名：ペリフィックス 承認番号：20200BZY00051000

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター：☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)

コーポレートサイト：www.bb Braun.jp

SPC-RA002 PSK-Y2000N 2021.08