



AESCULAP® Bone Punches

ケリソン ボーンパンチ

KERRISON Bone Punches from AESCULAP

KERRISON Design – The comprehensive range of bone punches from AESCULAP!



ケリソン
ボーンパンチ

伝統

100年以上の歴史があり優雅でスリムなデザインと優れたカットイング特性を兼ねそなえています



**AESCULAP – a tradition
of high quality!**

エースクラップのケリソンボーンパンチには100年以上の歴史があります。

世界中どこでも「Made by AESCULAP」は高品質で耐久性に優れていることの代名詞です。

■ 上向きカーブタイプ — 全4モデル



■ バイオネットタイプ — 全4モデル





ケリソン
デタッチャブルボーンパンチ

分解式

道具を使わず3ステップで分解可能

ケリソンノアール
ボーンパンチ

上質

手術中の乱反射を防ぐ特殊な
ブラック加工

ケリソン
スペシャルボーンパンチ

特別仕様

カーブ、バイオネット型、エクストラロング、
中間サイズ、ラージオープニング
——解決策を提案します

■ エクストラロング — 全27モデル



■ 中間サイズ — 全24モデル



■ ラージオープニング — 全27モデル



AESCULAP Bone Punches

Non-detachable KERRISON punches

ケリソン ボーンパンチ

伝統

for delicate use only

薄型フットプレートは軟部組織を取り除くのに適しています。

4

薄型フットプレート
判別しやすい
ゴールドの先端部

大きな
ナンバリング
一見でサイズが
判別できます。


広い開口幅
従来のものより66%
広くなりました。



エクストラロングバージョン
280mmの長さの製品がライン
ナップに加われました。
深部にも十分に対応可能です。

シルバーの板バネ
判別しやすいように
非分解式タイプは
全て同じ仕様
になっています。

AESCULAP CE
FF668R
STAINLESS 4 mm / 280 mm



- 全85モデル
- 130°/90°ともに上向き下向き双方に対応
- 薄型/通常のフットプレート
- 2種類の開口幅

■ 長さ :	180 mm
	200 mm
	230 mm
	280 mm

■ 先端サイズ :	1 - 6 mm
■ 中間サイズ有り :	1.5 mm width
	2.5 mm width

■ イジェクターなし

AESCULAP Bone Punches

Special KERRISON Bone Punches

スペシャル ケリソン ボーンパンチ

特別仕様

ほとんど全ての手術に対応できるモデルがラインナップに加わりました。

■ バイオネット型と上向きカーブタイプの8種類を追加

- 伝統的なボーンパンチの開口部分にカーブを付け、脊椎手術での使用を容易にしました。

上向きカーブタイプ


長さ	先端サイズ	品番	開口幅
200 mm	2.0 mm	FF466R	10 mm
	3.0 mm	FF467R	10 mm
	4.0 mm	FF468R	10 mm
	5.0 mm	FF469R	10 mm

バイオネットタイプ



長さ	先端サイズ	有効長	品番	開口幅
250 mm	2.0 mm	170 mm	FF496R	10 mm
	3.0 mm	170 mm	FF497R	10 mm
	4.0 mm	170 mm	FF498R	10 mm
	5.0 mm	170 mm	FF499R	10 mm

2

大きなナンバリング
一見でサイズが判別
できます。



シルバーの板バネ
判別しやすいように
非分解式タイプは
全て同じ仕様になって
います。

 AESCULAP 
FF496R
STAINLESS 2 mm / 240 mm

- 全8モデル
- バイオネット型
- カーブ式で届きにくい箇処にも使用可能

■ 長さ： 200 mm

■ 先端サイズ： 2 - 5 mm

■ イジェクターなし

AESCULAP Bone Punches

Detachable KERRISON punches

ケリソン デタッチャブルボーンパンチ

分解式

- 組み立て・分解が容易
- 洗浄と滅菌が効率的

薄型フットプレート付
ケリソン デタッチャブルボーンパンチ
判別しやすい
ゴールドの先端部



1006

1006

ナンバリング
2つの部品を組み立てた時
でも一瞬で識別可能です。



イジェクター
骨片を簡単に取り除けます。

for delicate use only




薄型フットプレートは軟部組織を取り除くのに
適しています。

1,5

大きなナンバリング
一見でサイズが判別
できます。



デタッチャブル式は判別
しやすいゴールドの板バネ
で統一。

AESCULAP  
FK923R 
STAINLESS 1,5 mm / 180 mm

- 全79モデル
- 130°/90°ともに上向き下向き双方に対応
- 薄型/通常のフットプレート
- 2種類の開口幅

■ 長さ： 180 mm
200 mm
230 mm
280 mm

■ 先端サイズ： 1 - 6 mm
■ 中間サイズ有り： 1.5 mm width
2.5 mm width

■ イジェクター有り (2mm以上)

AESCULAP Bone Punches

Noir® - coated KERRISON punches

ケリソン ノアールボーンパンチ

上質

- 組み立て・分解が容易
- 洗浄と滅菌が効率的
- ノアールチタンコーティング

乱反射を防ぐ黒の表面加工

1001

1001

ナンバリング

2つの部品を組み立てた時
でも一瞬で識別可能です。



イジェクター

骨片を簡単に取り除けます。



ケリソン ノアールボーン
パンチ薄型フットプレート
版は内側のハンドルがゴ
ールド仕様になっています。

for delicate use only

薄型フットプレートは軟部組織を取り除くのに
適しています。

3

大きなナンバリング
一見でサイズが判別
できます。



デタッチャブル式は判別
しやすいゴールドの板バネ
で統一。

AESCULAP
FK908B
STAINLESS 3 mm / 180 mm



- 全63モデル
- 130°/90°ともに上向き仕様
- 薄型/通常のフットプレート
- 2種類の開口幅

■ 長さ： 180 mm
200 mm
230 mm
280 mm


■ 先端サイズ： 1 - 6 mm
■ 中間サイズ有り： 1.5 mm width
2.5 mm width

- イジェクター有り (2mm以上)

Aesculap Bone Punches

分解組立方法（デタッチャブルタイプ）

3ステップ 分解：



3ステップ 組みたて：



— 注油方法 —（「分解式骨パンチ」は滅菌前の注油を徹底して下さい）

JG600



JG598

ハンドル部分



スライド部分



エースクラップ社メンテナンス用オイル

JG600：メンテナンス用オイルスプレー ¥2,800/本

JG598：メンテナンス用オイル ¥1,800/本
 (的確なオイリングのためにノズルの使用をお勧め致します)



Aesculap Bone Punches

KAIRISON® Pneumatic Bone Punch

ケアリソン 気導式骨パンチ

Technology that makes life easier.

ケアリソンは気導式の新タイプの骨パンチです。

Easy and safe - at the touch of a button!



FK899R ケアリソン ハンドル

FK898R ケアリソン プレッシャーリデューサー

FK887R ケアリソン ブラケット (プレッシャーリデューサー用)



ケアリソンシャフト



全 長	先端サイズ	有効長	品 番	開口幅	イジェクター
235 mm	2.0 mm 	140 mm	FK882R	12 mm	✓
	3.0 mm 	140 mm	FK883R	12 mm	✓
	4.0 mm 	140 mm	FK884R	12 mm	✓
	5.0 mm 	140 mm	FK885R	12 mm	✓
	6.0 mm 	140 mm	FK886R	12 mm	✓
285 mm	2.0 mm 	190 mm	FK892R	12 mm	✓
	3.0 mm 	190 mm	FK893R	12 mm	✓
	4.0 mm 	190 mm	FK894R	12 mm	✓
	5.0 mm 	190 mm	FK895R	12 mm	✓
	6.0 mm 	190 mm	FK896R	12 mm	✓

FK888SU ケアリソン ディスポーザブルチューブ
滅菌済、3m、1箱=10個入




GA468R エアホース シュレダータイプ 5m




AESCULAP Bone Punches


ASC Kerrison Line-up List



				Non Detachable (非分解式)				
ジョーポジション	シャフト長	先端タイプ	先端サイズ	品番	イジェクター	開口幅	標準価格	
130° 上向 130°	180mm	スタンダード	1mm	FF715R	×	8mm	¥140,000	
			1.5mm	FF638R	×	9mm	¥140,000	
			2mm	FF717R	×	9mm	¥140,000	
			2mm	FF677R	×	15mm	¥150,000	
			2.5mm	FF639R	×	10mm	¥140,000	
			3mm	FF720R	×	10mm	¥140,000	
			3mm	FF678R	×	15mm	¥150,000	
			4mm	FF724R	×	12mm	¥140,000	
			4mm	FF679R	×	15mm	¥150,000	
			5mm	FF722R	×	12mm	¥140,000	
			5mm	FF680R	×	15mm	¥150,000	
			6mm	FF726R	×	12mm	¥140,000	
	薄型	1mm	FF771R	×	8mm	¥150,000		
		1.5mm	FF645R	×	9mm	¥150,000		
		2mm	FF772R	×	9mm	¥150,000		
		2.5mm	FF646R	×	10mm	¥150,000		
		3mm	FF773R	×	10mm	¥150,000		
		4mm	FF769R	×	12mm	¥150,000		
		5mm	FF770R	×	12mm	¥150,000		
		200mm	スタンダード	1mm	FF691R	×	8mm	¥140,000
				1.5mm	FF649R	×	9mm	¥140,000
				2mm	FF660R	×	15mm	¥150,000
				2mm	FF737R	×	9mm	¥140,000
				2.5mm	FF657R	×	10mm	¥140,000
3mm	FF738R			×	10mm	¥140,000		
3mm	FF739R			×	15mm	¥150,000		
4mm	FF727R			×	12mm	¥140,000		
4mm	FF745R			×	15mm	¥150,000		
5mm	FF728R			×	12mm	¥140,000		
5mm	FF751R			×	15mm	¥150,000		
6mm	FF729R			×	12mm	¥140,000		
薄型	1mm	FF661R	×	8mm	¥150,000			
	1.5mm	FF658R	×	9mm	¥150,000			
	2mm	FF662R	×	9mm	¥150,000			
	2.5mm	FF659R	×	10mm	¥150,000			
	3mm	FF663R	×	10mm	¥150,000			
	4mm	FF664R	×	12mm	¥150,000			
	5mm	FF665R	×	12mm	¥150,000			
	230mm	スタンダード	1mm	FF674R	×	8mm	¥145,000	
			2mm	FF682R	×	9mm	¥145,000	
			3mm	FF683R	×	10mm	¥145,000	
			4mm	FF684R	×	12mm	¥145,000	
			5mm	FF685R	×	12mm	¥145,000	
薄型		1mm	FF734R	×	8mm	¥155,000		
		2mm	FF746R	×	9mm	¥155,000		
		3mm	FF747R	×	10mm	¥155,000		
		4mm	FF748R	×	12mm	¥155,000		
		5mm	FF749R	×	12mm	¥155,000		
280mm	スタンダード	1mm	-	×	-	-		
		2mm	FF686R	×	9mm	¥150,000		
		3mm	FF687R	×	10mm	¥150,000		
		4mm	FF688R	×	12mm	¥150,000		
		5mm	FF689R	×	12mm	¥150,000		
	薄型	1mm	-	×	-	-		
		2mm	FF666R	×	9mm	¥160,000		
		3mm	FF667R	×	10mm	¥160,000		
		4mm	FF668R	×	12mm	¥160,000		
		5mm	FF669R	×	12mm	¥160,000		
130° 下向 130°	180mm	スタンダード	1mm	FF711R	×	8mm	¥145,000	
			2mm	FF712R	×	9mm	¥145,000	
			3mm	FF713R	×	10mm	¥145,000	
			4mm	FF714R	×	12mm	¥145,000	
			5mm	FF725R	×	12mm	¥145,000	
	薄型	1mm	FF781R	×	8mm	¥155,000		
		2mm	FF782R	×	9mm	¥155,000		
		3mm	FF783R	×	10mm	¥155,000		
		230mm	スタンダード	2mm	FF692R	×	9mm	¥150,000
				3mm	FF693R	×	10mm	¥150,000
90° 上向 90°	180mm			スタンダード	1mm	FF716R	×	8mm
		2mm	FF718R		×	9mm	¥140,000	
		3mm	FF750R		×	10mm	¥140,000	
		4mm	FF752R		×	12mm	¥140,000	
		5mm	FF754R		×	12mm	¥140,000	
90° 下向 90°	180mm	スタンダード	1mm	FF741R	×	8mm	¥145,000	
			2mm	FF719R	×	9mm	¥145,000	
			3mm	FF721R	×	10mm	¥145,000	
			4mm	FF742R	×	12mm	¥145,000	
			5mm	FF723R	×	12mm	¥145,000	
90° 上向カーブ	200mm		2mm	FF466R	×	10mm	¥150,000	
			3mm	FF467R	×	10mm	¥150,000	
			4mm	FF468R	×	10mm	¥150,000	
			5mm	FF469R	×	10mm	¥150,000	
			130° 上向 バイオネット型	250mm (170mm)		2mm	FF496R	×
3mm	FF497R	×				10mm	¥170,000	
4mm	FF498R	×				10mm	¥170,000	
5mm	FF499R	×				10mm	¥170,000	



ジョーポジション	シャフト長	先端タイプ	先端サイズ	Detachable (分解式)				Detachable Noir (コーティング / 分解式)						
				品番	イジェクター	開口幅	標準価格	品番	イジェクター	開口幅	標準価格			
130° 上向 130°	180mm	スタンダード	1mm	FK900R	×	8mm	¥170,000	FK900B	×	8mm	¥190,000			
			1.5mm	FK911R	×	9mm	¥170,000	FK911B	×	9mm	¥190,000			
			2mm	FK901R	○	9mm	¥170,000	FK901B	○	9mm	¥190,000			
			2mm	FK971R	○	15mm	¥180,000	FK971B	○	15mm	¥200,000			
			2.5mm	FK912R	○	10mm	¥170,000	FK912B	○	10mm	¥190,000			
			3mm	FK902R	○	10mm	¥170,000	FK902B	○	10mm	¥190,000			
			3mm	FK972R	○	15mm	¥180,000	FK972B	○	15mm	¥200,000			
			4mm	FK903R	○	12mm	¥170,000	FK903B	○	12mm	¥190,000			
			4mm	FK973R	○	15mm	¥180,000	FK973B	○	15mm	¥200,000			
			5mm	FK904R	○	12mm	¥170,000	FK904B	○	12mm	¥190,000			
			5mm	FK974R	○	15mm	¥180,000	FK974B	○	15mm	¥200,000			
			6mm	FK905R	○	12mm	¥170,000	FK905B	○	12mm	¥190,000			
	200mm	スタンダード	1mm	FK906R	×	8mm	¥180,000	FK906B	×	8mm	¥200,000			
			1.5mm	FK923R	×	9mm	¥180,000	FK923B	×	9mm	¥200,000			
			2mm	FK907R	○	9mm	¥180,000	FK907B	○	9mm	¥200,000			
			2.5mm	FK924R	○	10mm	¥180,000	FK924B	○	10mm	¥200,000			
			3mm	FK908R	○	10mm	¥180,000	FK908B	○	10mm	¥200,000			
			4mm	FK909R	○	12mm	¥180,000	FK909B	○	12mm	¥200,000			
			5mm	FK910R	○	12mm	¥180,000	FK910B	○	12mm	¥200,000			
			1mm	FK960R	×	8mm	¥170,000	FK960B	×	8mm	¥190,000			
			1.5mm	FK966R	×	9mm	¥170,000	FK966B	×	9mm	¥190,000			
			2mm	FK913R	○	9mm	¥170,000	FK913B	○	9mm	¥190,000			
			2mm	FK970R	○	15mm	¥180,000	FK970B	○	15mm	¥200,000			
			2.5mm	FK967R	○	10mm	¥170,000	FK967B	○	10mm	¥190,000			
3mm	FK914R	○	10mm	¥170,000	FK914B	○	10mm	¥190,000						
3mm	FK982R	○	15mm	¥180,000	FK982B	○	15mm	¥200,000						
4mm	FK915R	○	12mm	¥170,000	FK915B	○	12mm	¥190,000						
4mm	FK983R	○	15mm	¥180,000	FK983B	○	15mm	¥200,000						
5mm	FK916R	○	12mm	¥170,000	FK916B	○	12mm	¥190,000						
5mm	FK984R	○	15mm	¥180,000	FK984B	○	15mm	¥200,000						
6mm	FK917R	○	12mm	¥170,000	FK917B	○	12mm	¥190,000						
6mm	FK985R	○	15mm	¥180,000	FK985B	○	15mm	¥200,000						
230mm	スタンダード	1mm	FK918R	×	8mm	¥175,000	FK918B	×	8mm	¥195,000				
		2mm	FK919R	○	9mm	¥175,000	FK919B	○	9mm	¥195,000				
		3mm	FK920R	○	10mm	¥175,000	FK920B	○	10mm	¥195,000				
		4mm	FK921R	○	12mm	¥175,000	FK921B	○	12mm	¥195,000				
		5mm	FK922R	○	12mm	¥175,000	FK922B	○	12mm	¥195,000				
		1mm	FK929R	×	8mm	¥185,000	FK929B	×	8mm	¥205,000				
	薄型	2mm	FK925R	○	9mm	¥185,000	FK925B	○	9mm	¥205,000				
		3mm	FK926R	○	10mm	¥185,000	FK926B	○	10mm	¥205,000				
		4mm	FK927R	○	12mm	¥185,000	FK927B	○	12mm	¥205,000				
		5mm	FK928R	○	12mm	¥185,000	FK928B	○	12mm	¥205,000				
		1mm	FK981R	×	8mm	¥180,000	FK981B	×	8mm	¥200,000				
		2mm	FK986R	○	9mm	¥180,000	FK986B	○	9mm	¥200,000				
280mm	スタンダード	3mm	FK987R	○	10mm	¥180,000	FK987B	○	10mm	¥200,000				
		4mm	FK988R	○	12mm	¥180,000	FK988B	○	12mm	¥200,000				
		5mm	FK989R	○	12mm	¥180,000	FK989B	○	12mm	¥200,000				
		1mm	FK980R	×	8mm	¥190,000	-	-	-	-				
		2mm	FK976R	○	9mm	¥190,000	FK976B	○	9mm	¥210,000				
		3mm	FK977R	○	10mm	¥190,000	FK977B	○	10mm	¥210,000				
	薄型	4mm	FK978R	○	12mm	¥190,000	FK978B	○	12mm	¥210,000				
		5mm	FK979R	○	12mm	¥190,000	FK979B	○	12mm	¥210,000				
		1mm	FK930R	×	8mm	¥175,000	-	-	-	-				
		180mm	スタンダード	2mm	FK931R	○	9mm	¥175,000	-	-	-	-		
				3mm	FK932R	○	10mm	¥175,000	-	-	-	-		
				4mm	FK933R	○	12mm	¥175,000	-	-	-	-		
5mm	FK934R			○	12mm	¥175,000	-	-	-	-				
1mm	FK936R			×	8mm	¥185,000	-	-	-	-				
薄型	2mm			FK937R	○	9mm	¥185,000	-	-	-	-			
	3mm		FK938R	○	10mm	¥185,000	-	-	-	-				
	230mm		スタンダード	2mm	FK943R	○	9mm	¥180,000	-	-	-	-		
				3mm	FK944R	○	10mm	¥180,000	-	-	-	-		
				180mm	スタンダード	1mm	FK948R	×	8mm	¥170,000	FK948B	×	8mm	¥190,000
						2mm	FK949R	○	9mm	¥170,000	FK949B	○	9mm	¥190,000
3mm						FK950R	○	10mm	¥170,000	FK950B	○	10mm	¥190,000	
4mm		FK951R				○	12mm	¥170,000	FK951B	○	12mm	¥190,000		
5mm	FK952R	○	12mm			¥170,000	FK952B	○	12mm	¥190,000				
180mm	スタンダード	1mm	FK954R			×	8mm	¥175,000	-	-	-	-		
		2mm	FK955R			○	9mm	¥175,000	-	-	-	-		
		3mm	FK956R			○	10mm	¥175,000	-	-	-	-		
		4mm	FK957R			○	12mm	¥175,000	-	-	-	-		
		5mm	FK958R			○	12mm	¥175,000	-	-	-	-		



先端サイズ(mm) 1.0 □ 1.5 □ 2.0 □ 2.5 □ 3.0 □ 4.0 □ 5.0 □ 6.0 □

AESFULAP®-a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラブ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-16-1743(フリーダイヤル)

Homepage : www.bbraun.jp

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

販売名	届出番号
K A I R i s o n 気動式骨パンチ	13B1X00218139027
骨パンチ	13B1X00218139021

