



Surgical
Technologies

AESCULAP® SUSI®
Single Use Surgical Instruments
シングルユース手術器具 SUSI

AESFULAP[®] SUSI[®]

Single Use Surgical Instruments

シングルユース手術器具 SUSI

SUSIクリニックラインを 新たな鋼製器具のスタンダードに。

シングルユース手術器具“SUSI” (Single Use Surgical Instruments) は、鋼製器具の製造で150年の歴史を持つ、ドイツエースクラップ社製の単回使用のインスツルメントです。

病棟や外来の要望にフォーカスし開発され、救急や災害医療にも、迅速に使用できる滅菌パックにてご提供致します。

安全性

予期しない感染のリスクを軽減します。

品質

使用目的に応じ、いつでも滅菌された新品器具を使用できます。高機能性ポリマーにより、高い操作性を実現しました。

 CLINIC LINE



経済性

院内での洗浄・滅菌コストを削減することができます。

材質

環境にも配慮された、軽い高機能性ポリマー

包装

滅菌パック20個入り/1箱



スポンジ鉗子



グロス
BF046SU 200mm
ラチェット付



グロス
BF047SU 200mm
ラチェット付



メイヤー
BF059SU 265mm
ラチェット付

剪刀



BC110SU 110mm 鋭/鋭
デリケート剪刀



BC324SU 145mm 鋭/純
スタンダードタイプ



メツェンバウム
BC606SU 180mm
切開剪刀

止血鉗子



ハルステッド・モスキート
BH110SU 125mm
無鉤



ハルステッド・モスキート
BH111SU 125mm
無鉤



パーケット
BH196SU 185mm
無鉤



パーケット
BH197SU 185mm
無鉤



ペアン
BH424SU 145mm
無鉤

持針器



メイヨー・ヘガール
BM235SU 150mm



クライル・ウッド
BM226SU 200mm

ピンセット



アドソン
BD222SU
120mm 無鉤
デリケート
外科ピンセット



アドソン
BD512SU
120mm 有鉤 1×2爪
デリケート
組織ピンセット



BD047SU
145mm 無鉤
外科ピンセット
スタンダード



BD557SU
145mm 有鉤 1×2爪
組織ピンセット
スタンダード



クッシング
BD239SU
200mm 無鉤
デリケート
外科ピンセット



ワウ
BD671SU
200mm 有鉤 1×2爪
デリケート
組織ピンセット

AESCULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741 (フリーダイヤル)
www.bbraun.jp

| | |
|---------------|-----------------------|
| 販売名：単回使用鉗子 | 認証番号：227AABZX00006000 |
| 販売名：単回使用はさみ | 認証番号：227AABZX00004000 |
| 販売名：単回使用持針器 | 届出番号：13B1X00218130030 |
| 販売名：単回使用ピンセット | 認証番号：227AABZX00005000 |

製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。