




AESCULAP® Surgical Instruments


Instruments for Cardiovascular and
Thoracic Surgery

胸部・心臟血管手術器械



Aesculap® Surgical Instruments

Instruments for Cardiovascular and Thoracic Surgery
胸部・心臟血管手術器械



目次

Table of Contents

Pages 1 - 30



1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアール、超硬チップ付剪刀

■ NOIR® Suprême マイクロ剪刀	2	■ 超硬チップ付剪刀	23
■ マイクロ剪刀	4	■ 剪刀	26
■ 血管剪刀	10		
■ ダイヤモンドナイフ	15		
■ 超硬剪刀ノアール	16		
■ スーパーカット剪刀	20		


Pages 31 - 56



2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器

■ NOIR® Suprême マイクロ持針器	32
■ チタン製マイクロ持針器	34
■ ダイヤダスト付マイクロ持針器	36
■ マイクロ持針器	47
■ 超硬チップ付持針器	50

Pages 57 - 72



3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子

■ NOIR® Suprême マイクロピンセット	58
■ チタン製マイクロ鑷子	60
■ マイクロ鑷子	62
■ 超硬チップ付鑷子	70
■ 無外傷性鑷子	71
■ 弁鑷子	72

Pages 73 - 76



4. 血管フック、鋭鉤、血管鉤

■ 血管フック	74
■ 鋭鉤	75
■ 血管鉤	76

Pages 77 - 88



5. 開創鉤

■ 開創鉤	78
■ 肩甲骨鉤	88


Pages 89 - 94



6. 圧肺鉤、心房鉤、大動脈弁鉤

■ 圧肺鉤	90
■ 心房鉤	91
■ 大動脈弁鉤	94

Pages 95 - 98



7. 無外傷性血管クリップ、無外傷性ブルドッグクランプ

- 無外傷性血管クリップ 96
- 無外傷性ブルドッグクランプ 97


Pages 99 - 136



8. 無外傷性血管鉗子

- 無外傷性リングハンドル ブルドッグ鉗子 100
- 新生児用無外傷性吻合・多目的鉗子 101
- 無外傷性吻合・多目的鉗子 103
- 無外傷性止血鉗子 104
- 無外傷性腎臓・脾臓鉗子 106
- 無外傷性剥離・結紮鉗子 107
- 無外傷性吻合鉗子 109
- 無外傷性大静脈鉗子 110
- 無外傷性側壁遮断鉗子 111
- 無外傷性狭窄鉗子 112
- 無外傷性脈管開存鉗子、末梢血管鉗子 113
- 無外傷性末梢血管鉗子 114
- 無外傷性多目的鉗子 115
- 無外傷性吻合鉗子 116
- 無外傷性上行大動脈遮断鉗子 117
- 無外傷性気管支鉗子 118
- 無外傷性大動脈瘤鉗子 119
- 無外傷性大動脈瘤鉗子 120
- 無外傷性大動脈鉗子 121
- 無外傷性大動脈吻合鉗子 122
- 無外傷性リングハンドル ブルドッグ鉗子 124
- 無外傷性吻合鉗子 126
- 無外傷性大動脈吻合鉗子 128
- 無外傷性吻合・多目的鉗子 131
- 無外傷性多目的鉗子、大動脈鉗子 132
- 無外傷性開存鉗子、狭窄鉗子 134
- 無外傷性多目的鉗子 136

Pages 137 - 160



9. 把持鉗子、剥離鉗子、止血鉗子

- 無外傷性組織・臓器把持鉗子、心筋鉗子 138
- 剥離鉗子 141
- チューブ鉗子 147
- 止血鉗子 148
- 血管拡張器 157
- 血管ヘラ 158
- 血管パンチ 160

Pages 161 - 194



10. 開胸器、肋骨剪刀、ワイヤーカッター・プライヤー

- 胸骨切除器械 162
- 開胸器 163
- 開創器 176
- 肋骨剪刀、骨剪刀 180
- 丸ノミ鉗子 186
- 骨把持鉗子、骨膜剥離子（肋骨用） 190
- ワイヤーカッター・プライヤー 192

Pages 195 - 197



11. 吸引嘴管

- 吸引嘴管 196

INDEX	198 - 205
-------------	-----------

Aesculap® Surgical Instruments

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアール、超硬チップ付剪刀



■ NOIR® Suprême マイクロ剪刀	2
■ マイクロ剪刀	4
■ 血管剪刀	10
■ ダイヤモンドナイフ	15
■ 超硬剪刀ノアール	16
■ スーパーカット剪刀	20
■ 超硬チップ付剪刀	23
■ 剪刀	26



FM610B



FM611B



FM612B
25°



FM613B
45°



FM614B
60°



FM615B
90°



FM616B
125°



165 mm

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀

角度	25°	45°	60°	90°	125°	ストレート	カーブ
ファイン	 FM470R	 FM471R	 FM472R	 FM473R	 FM474R		
ファイン 玉付	 FM451R	 FM452R	 FM453R	 FM454R	 FM455R		
デリケート	 FM437R	 FM438R	 FM439R	 FM440R	 FM441R	 FM442R	 FM436R
ウルトラ デリケート	 FM431R	 FM432R	 FM433R	 FM434R	 FM435R	 FM444R	 FM430R

マイクロ剪刀 / フラットハンドル

Aesculap®




165 mm

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀

	角度	25°	45°	60°	90°	125°	ストレート	カーブ
ファイン		 FM476R	 FM477R	 FM478R	 FM479R	 1/1 FM480R		
ファイン 玉付		 FM489R	 FM490R	 FM491R	 FM492R	 1/1 FM493R		
デリケート		 FM482R	 FM483R	 FM484R	 FM485R	 FM486R	 FM488R	 FM481R
ウルトラ デリケート		 FM504R	 FM505R	 FM506R	 FM507R	 FM508R		 1/1 FM503R

マイクロ剪刀 / ラウンドハンドル

Aesculap®




1/1

165 mm

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀




血管がすべらず、スムーズに
きれいにカットできます。
(写真は FD028R)



FD100R



FD101R




FD103R

1/2


FD100R - FD103R

145 mm

ラウンドハンドル



FD018R



FD019R

1/1

1/2

ヴァンナス

FD018 R - FD019R

160 mm





1/2


ピーマー

FD028R


130 mm



FD016R



FD017R



FD020R

鋸状刃



FD021R

鋸状刃

1/2


FD016R

FD017R


ミレシイ

FD020R - FD021R

160 mm



FD022R



FD023R

1/1

1/2

ヤサーギル

FD022R

185 mm

ヤコブセン

FD023R

185 mm

ミューラーマイクロ剪刀

Aesculap®




ミューラー

FM010R - FM014R


120 mm

ハンドルカラー：ブルー




FM010R

両尖




FM011R

両尖




FM012R

片尖



FM013R

両鈍



FM014R

片側玉付




ミューラー

FM040R - FM041R


170 mm

ハンドルカラー：ブルー



FM040R
















両尖




FM041R

両尖

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀





角度	25°	45°	60°	90°	125°
スタンダード	 BC522R	 BC523R	 BC524R	 BC525R	 BC526R
デリケート	 BC531R	 BC532R	 BC533R	 BC534R	 BC535R
ウルトラ デリケート	 BC515R	 BC516R	 BC517R	 BC518R	 BC519R




180 mm


1/1

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀









1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノール、超硬チップ付剪刀




BC636R - BC639R



ダイヤモンドナイフ

Aesculap®



FD113D
ラウンドブレード
205 mm

1/1



FD114D
レトロブレード
先端 60°
205 mm

1/1



FD115D
ウェッジブレード
先端 45°
205 mm

1/1



FD116D
ランセットブレード
先端 60°
205 mm

1/1



1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノール、超硬チップ付剪刀

超硬剪刀ノアールはNoirコーティング（チタン合金コーティング=Titanium Aluminum Nitride coating）と超硬チップの技術により、表面硬度が高くなり、切れ味の耐久性を向上させています。さらにブレード部の表面加工により動きがスムーズとなり、滑らかな切れ味を実現しました。これらの技術により、超硬剪刀ノアールは、優れた切開性能と剥離性能を医療現場にご提供いたします。


W カット

脂肪分の多い組織の切開時など組織が滑ることの無い様に、片側のブレードに鋸状の溝が刻まれています。

ファインパターンはデリケートな組織の剥離に適しています。



BC210B
ファインパターン



BC211B
ファインパターン



BC257B
ファインパターン



BC259B
ファインパターン

BC211WB
ファインパターン
W カット

BC257WB
ファインパターン
W カット

BC259WB
ファインパターン
W カット



超硬剪刀ノアール
アイリス
110 mm




超硬剪刀ノアール
115 mm



超硬剪刀ノアール
メツェンバウム
145 mm

マイクロトーム・エッジ
鋭利なブレード形状により切開
操作および剥離操作がスムーズ
になりました。



1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアール、超硬チップ付剪刀



BC261B

BC261WB
W カット



超硬剪刀ノアール
メツェンバウム
145 mm



BC263B

BC263WB
W カット



超硬剪刀ノアール
メツェンバウム
180 mm



BC271B

ファインパターン

BC271WB
ファインパターン
W カット



超硬剪刀ノアール
トーンニス・アドソン
175 mm



BC273B

ファインパターン


BC273WB
ファインパターン
W カット

超硬剪刀ノアールはNoirコーティング（チタン合金コーティング=Titanium Aluminum Nitride coating）と超硬チップの技術により、表面硬度が高くなり、切れ味の耐久性を向上させています。さらにブレード部の表面加工により動きがスムーズとなり、滑らかな切れ味を実現しました。これらの技術により、超硬剪刀ノアールは、優れた切開性能と剥離性能を医療現場にご提供いたします。

W カット

脂肪分の多い組織の切開時など組織が滑ることの無い様に、片側のブレードに鋸状の溝が刻まれています。

ファインパターンはデリケートな組織の剥離に適しています。




超硬剪刀ノアール
レクセル
165 mm

超硬剪刀ノアール
メーヨー
170 mm

超硬剪刀ノアール
メツゼンバウム
200 mm

マイクローム・エッジ
鋭利なブレード形状により切開
操作および剥離操作がスムーズ
になりました。




1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアール、超硬チップ付剪刀





スーパーカット剪刀は、マイクロトームエッジの鋭利なブレード形状により、スムーズな切開と剥離を可能にしています。さらに、W カットブレードにより滑りやすい組織に対しても安定した切開性能を提供します。スーパーカット剪刀は剪刀に求められる切れ味と剥離という 2 つの特性をバランス良く備えた製品です。

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀

マイクロトーム・エッジ
鋭利なブレード形状により
切開操作および剥離操作が
スムーズになりました。




W カット
脂肪分の多い組織の切開時
など組織が滑ることの無い
様に、片側のブレードに鋸
状の溝が刻まれています。




スーパーカット剪刀

Aesculap®



1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀





スーパーカット剪刀
メツエンバウム




BC945R
230 mm



BC947R
260 mm



BC949R
285 mm



スーパーカット剪刀
ポッツ・スミス



BC957R
25° アングル
190 mm



BC958R
45° アングル
185 mm



BC959R
60° アングル
180 mm

超硬チップ付剪刀





滑らかな切れ味
精密加工された超硬チップ構造により、長寿命化を実現
金メッキを施したフィンガーリング







超硬チップ付 W カット剪刀




W カット
組織や縫合糸が
すべるのを防ぎます


1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀









レクセル
BC283R - BC283W
細長
165 mm




メツェンバウム
BC260R 145 mm
BC262R 180 mm




メツェンバウム
BC261R - BC261W 145 mm
BC263R - BC263W 180 mm
BC265R - BC265W 200 mm






ネルソン - メツェンバウム
BC267R - BC267W
230 mm




メツェンバウム
BC287R - BC287W
先端部巾広歯
230 mm




ネルソン - メツェンバウム
BC289R
305 mm






ジョセフ
BC006R
150 mm

ジョセフ
BC007R
150 mm



レイノルド - ジャミソン
BC015R
血管剪刀
140 mm


BC017R
神経剥離剪刀
外側セミシャープ
140 mm



BC156R

BC157R

ジョセフ
BC156R - BC157R
150 mm



BC160R


BC161R

ケリー
BC160R - BC161R
175 mm

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノール、超硬チップ付剪刀




BC680R



1/1




BC683R




1/1

メツェンバウム
BC680R - BC683R
160 mm



BC324R




BC325R




BC326R


1/1



BC344R



BC345R



BC346R

1/1




BC324R 145 mm
BC325R 150 mm
BC326R 165 mm

BC344R 145 mm
BC345R 150 mm
BC346R 165 mm



クーパー


BC414R	145 mm
BC415R	150 mm
BC416R	165 mm



BC414R

BC415R

BC416R




BC424R

BC425R

BC426R

BC424R	145 mm
BC425R	150 mm
BC426R	165 mm




BC444R

BC445R

BC444R	145 mm
BC445R	150 mm

1. マイクロ剪刀、超硬剪刀ノアル、超硬チップ付剪刀



●特に縫合糸をカットする場合

この ~ W カット (波型の刃) は縫合糸がすべるのを防ぎます


タングステンカーバイドチップ付

結紮糸用剪刀


ハンドル部分の片側が金メッキが目印




BC294W-BC297W




BC294W
145 mm



BC295W
180 mm



BC296W
230 mm




BC297W
260 mm

1/1

Aesculap® Surgical Instruments

2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器



エースクラップ超硬チップ付持針器は、使用状況に応じ最適なタイプを選定できます。
スムーズジョーを初めとし、他の3タイプにより、針をしっかりと保持します。



スムーズ



0.2



0.4



0.5

■ NOIR® Suprême マイクロ持針器	32
■ チタン製マイクロ持針器	34
■ ダイヤダスト付マイクロ持針器	36
■ マイクロ持針器	47
■ 超硬チップ付持針器	50

		糸付縫合針サイズ (目安:U.S.P.)
スムーズ		9 / 0 - 11 / 0
0.2mm ピッチ	マイクロ用	6 / 0 - 10 / 0
0.4mm ピッチ	一般用	4 / 0 - 6 / 0
0.5mm ピッチ	一般用	3 / 0 まで
ヘビーパターン	婦人科用	2 / 0 ~

縫合糸適合サイズ：7/0 以下



2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器



FM640B
185 mm



FM642B
210 mm



FM644B
230 mm

縫合糸適合サイズ：5/0 以下



FM650B
185 mm




FM652B
210 mm



FM654B
230 mm

2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器

DIADUST



2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器

titanium

		 1/1  1/1	
		適合サイズ (目安: U.S.P.)	
ラチェット付き 	全長	7 / 0 以下	5 / 0 以下
	185 mm	FM258T	FM238T
	210 mm	FM259T	FM239T
	230 mm	FM260T	FM240T
ラチェット無し 	全長	7 / 0 以下	5 / 0 以下
	185 mm	FM252T	FM232T
	210 mm	FM253T	FM233T
カラー:		レモン	アクアマリン




2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器




ダイヤダスト付マイクロ持針器 / ラウンドハンドル

Aesculap®


DIADUST




2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器

			
---	---	---	---


適合サイズ (目安: U.S.P.)

ラチェット付き 	全長	7 / 0 以下	5 / 0 以下	4 / 0 以下	4 / 0 以下
	120 mm	FM520R			
	145 mm		FM522R		
	160 mm	FM521R	FM523R		
	185 mm	FM563R	FM564R	FM218R	
	210 mm	FM565R	FM566R	FM228R	FM221R
	230 mm	FM567R	FM568R	FM230R	FM223R
ラチェット無し 	全長	7 / 0 以下	5 / 0 以下		
	120 mm	FM524R			
	145 mm		FM528R		
	160 mm	FM525R	FM529R		
	185 mm	FM526R	FM530R		
	210 mm	FM527R	FM531R		
	230 mm	FM532R	FM533R		



2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器

DIADUST




2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器

ラチェット付き
ヘビースタイル



		 1/1
		適合サイズ (目安: U.S.P.)
全長	2 / 0 以下	
190 mm	FM538R	
230 mm	FM539R	
250 mm	FM534R	

ラチェット無し
ヘビースタイル



		 1/1
		適合サイズ (目安: U.S.P.)
全長	2 / 0 以下	
190 mm	FM535R	
230 mm	FM536R	
250 mm	FM537R	

ダイヤダスト付マイクロ持針器 / ラウンドハンドル 先太

Aesculap®




2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器

ダイヤダスト付マイクロ持針器 / フラットハンドル

Aesculap®

DIADUST



2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器

		 1/1	 1/1
		適合サイズ (目安: U.S.P.)	
ラチェット付き	全長	7 / 0 以下	5 / 0 以下
	145 mm		FM541R
	170 mm	FM540R	
	185 mm		FM542R
	210 mm		FM543R
	230 mm		FM544R

ラチェット無し	全長	7 / 0 以下	5 / 0 以下
	145 mm		FM546R
	170 mm	FM545R	
	185 mm		FM547R
	210 mm		FM548R
	230 mm		FM549R




2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器




ダイヤダスト付マイクロ持針器 フラット クノールハンドル

Aesculap®



2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器

ラチェット付き	 1/1	
	適合サイズ (目安: U.S.P.)	
	全長	5 / 0 以下
	185 mm	FM550R
	210 mm	FM551R
	230 mm	FM552R

ラチェット無し	 1/1	
	適合サイズ (目安: U.S.P.)	
	全長	5 / 0 以下
	185 mm	FM553R
	210 mm	FM554R
	230 mm	FM555R



ダイヤダスト付マイクロ持針器 フラット クノールハンドル

Surgical Instruments

Aesculap®




2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器


ダイヤダスト付マイクロ持針器 / ラウンドハンドル

Aesculap®

DIADUST



2. マイクロ持針器、
超硬チップ付持針器




グレイザー
FM560R
ラチェット付き
適合 5 / 0 以下
125 mm

グレイザー
FM561R
ラチェット付き
適合 5 / 0 以下
180 mm

ダイヤダスト付マイクロ持針器 / ラウンドハンドル

Aesculap®

DIADUST

**FM236R**


ラチェット付き
適合 5 / 0 以下
210 mm

FM276R

ラチェット無し
適合 5 / 0 以下
210 mm


2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器

DIADUST



ダイヤダスト手術機器のジョーの表面にはダイヤダストが薄く塗られています。このダイヤダストコーティングは強い把持力と適度な弾力性がありますので、繊細な針・糸、組織等を把持するのに適しています。特に針付き縫合糸では5/0～10/0に有効です。

2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器



1/1

FD258R



1/1

FD259R

1/1

FD258R - FD259R

180 mm

マイクロ持針器

*共同開発：PD Dr.J.Albes
Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität
Jena



スムーズジョー

カストロビエホ
BM001R
145 mm



0.2

カストロビエホ
BM002R
145 mm



0.4

BM003R
180 mm



0.2

カストロビエホ
BM004R
180 mm



1/1
0.2

カストロビエホ
BM005R
215 mm



キャッチ付


1/2

ミュラー
FM021R
145 mm
キャッチ付
ハンドルカラー：グリーン




1/2

ミュラー
FM061R
180 mm
キャッチ付
ハンドルカラー：グリーン



マイクロ持針器 / ラウンドハンドル

Aesculap®




FM388R
ラチェット付き
180 mm



FM390R
ラチェット付き
200 mm

2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器





超硬チップ付持針器 ライダー

Surgical Instruments

Aesculap®


針付き縫合糸適合サイズ：5/0 以下（目安：U.S.P.）

कोरोナリー用持針器




BM301R	140 mm
BM302R	180 mm
BM325R	160 mm


2. マイクロ持針器、超硬チップ付持針器



ダルフ
BM008R
120 mm



コンバース
BM011R
デリケート仕上げ
130 mm



ハルセイ
BM012R
130 mm



クライル-ウッド
BM016R - BM019R



BM016R
145 mm




BM017R
185 mm



BM019R
200 mm

1/1




ベビー-クライル-ウッド
BM013R
150 mm




1/1
0.4



1/1
0.4



ウェブスター
BM024R
130 mm




BM035R
BM036R
BM037R
BM038R
BM040R

ドゥベキー

BM035R	180 mm
BM036R	230 mm
BM037R	260 mm
BM038R	305 mm
BM040R	305 mm

スレンダーパターン




BM051R
BM052R

ドゥベキー

BM051R	195 mm
BM052 R	245 mm


特殊ハンドル



BM033R
BM034R
BM063R
BM064R

ドゥベキー


BM033R	165 mm
BM034R	210 mm
BM063R	165 mm、デリケート仕上げ
BM064R	210 mm、デリケート仕上げ




BM020R
BM023R

サロット


BM020R	180 mm
BM023R	260 mm







トーンニス
BM183R
エラスティックパターン
180 mm



マッチュー
BM148R 140 mm
BM150R 170 mm
BM153R 200 mm
デリケート仕上げ



リヒテンベルグ
BM132R
エラスティックパターン
195 mm

Aesculap® Surgical Instruments



3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



■ NOIR® Suprême マイクロピンセット …	58
■ チタン製マイクロ鑷子 ……………	60
■ マイクロ鑷子 ……………	62
■ 超硬チップ付鑷子 ……………	70
■ 無外傷性鑷子 ……………	71
■ 弁鑷子…………	72

ジョー先端リング：Φ 1mm

ジョー先端リング：Φ 1mm、錘付き



3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



FM627B
185 mm



FM628B
210 mm



FM637B
185 mm



FM638B
210 mm



FM639B
230 mm



ジョータイプ：プラットホームチップ



ジョー先端：Φ 1mm、ドゥペーキー




3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



titanium

	リング径 1mm ダイヤモンド付	プラットフォームチップ ダイヤモンド付	ドゥベキー 1mm
全 長			 1/1
185 mm	FM317T	FM327T	FM337T
210 mm	FM318T	FM328T	FM338T
230 mm	FM319T	FM329T	FM339T
カラー	アクアマリン	レモン	パープライト




3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



	リング径 1mm ダイヤダスト付	リング径 1mm ダイヤダスト付	リング径 2mm ダイヤダスト付	フラットホームチップ ダイヤダスト付	フラットホームチップ ダイヤダスト付	ドゥベキー 1mm
全長						
150 mm	FM570R	FM571R		FM578R	FM581R	
185 mm	FM572R	FM573R	FM579R	FM580R	FM583R	FM592R
210 mm	FM574R	FM575R		FM599R	FM585R	FM600R
230 mm	FM576R	FM577R				
250 mm	FM596R	FM595R		FM594R	FM593R	



1/1
150 mm



1/1
185 mm



1/1
210 mm



1/1
230 mm






1/1
250 mm

3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子

	リング径 1mm ダイヤモンド付	リング径 1mm ダイヤモンド付	リング径 1mm プラットフォームチップ ダイヤモンド付	プラットフォームチップ ダイヤモンド付	ドゥペーキー 1mm
全長					
185 mm	FM597R	FM587R	FM582R	FM586R	FM590R
210 mm	FM598R	FM589R	FM584R	FM588R	FM591R



3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子




	綾筋 1mm	ドゥベーカー 1mm	リング径 1mm ダイヤダスト付	リング径 1mm ダイヤダスト付	ストレート 1mm ダイヤダスト付
全長					
180 mm	BD190R	BD191R	BD192R	BD193R	BD194R
200 mm		BD195R			BD196R
250 mm	BD197R				

マイクロ鑷子 / フラットハンドル


Aesculap®



3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



FM001R 0.15 mm (先端巾)
FM002R 0.20 mm (先端巾)
FM003R 0.30 mm (先端巾)
110 mm
ハンドルカラー：ブラック



FM004R 0.5 mm (先端巾)
1×2 爪
110 mm
ハンドルカラー：ブラック



FM005R 1.2 mm (リング径)
FM006R 1.2 mm (先端巾)

FM005R - FM006R
110 mm
ハンドルカラー：グレー



FM033R 0.3 mm (先端巾)
FM036R 0.4 mm (先端巾)

FM033R - FM036R
160 mm
ハンドルカラー：ブラック




FM034R 0.5 mm (先端巾)
1×2 爪
160 mm
ハンドルカラー：ブラック




FM035R
1.2 mm (リング径)
160 mm
ハンドルカラー：グレー



マイクロ-アドソン
BD520R
1 × 2 爪
150 mm




マイクロ-アドソン
BD223R
150 mm




オースティン
BD340R
先端 : 0.8 mm
140 mm


3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子




FD280R FD281R



FD284R FD285R



レイザー
BD260R
先端 : 0.5 mm
155 mm




レイザー
BD261R
先端 : 0.8 mm
155 mm




FD280R
FD281R
先端 : 0.3 mm
120 mm



FD284R
FD285R
先端 : 0.3 mm
150 mm



BD264R
先端 : 0.5 mm
185 mm



●精密加工された超硬チップ構造、機能的な組織無外傷のグリップ、多彩な用途


Aesculap®

超硬チップ付鑷子・無外傷性鑷子


3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子



アドソン
BD151R
120 mm




BD154R 145 mm
BD156R 180 mm



ワングステーン
BD171R 150 mm
BD173R 230 mm



クッシング
BD160R
スクレーパーエンド
180 mm




BD157R 200 mm
BD158R 230 mm
BD159R 250 mm






スタンダード
BD164R 145 mm
BD165R 200 mm
BD166R 250 mm






BD180R
縫合用ピンセット
200 mm




ドゥベキー
FB394R - FB396R




3. マイクロ鑷子、無外傷性鑷子






BD268R



BD269R

ケインズドット

BD268R	178 mm
BD269R	215 mm




ドゥペーキー

FC411R	150 mm
--------	--------




ドゥペーキー

FC412R	200 mm
FC413R	240 mm
FC418R	300 mm



1.5 mm
FC412R



1.5 mm
FC413R



1.5 mm
FC418R



2 mm



FB397R

2 mm



FB398R

2 mm



FB399R

FB397R	180 mm
FB398R	230 mm
FB399R	300 mm

弁鑷子



2.5 mm



BD710R

2.5 mm



BD711R

2.5 mm



BD712R

レザノ

BD710R	180 mm
BD711R	200 mm
BD712R	230 mm

弁鑷子



BD760R
200 mm



BD761R
260 mm

ルシアン

BD760R - BD761R

Aesculap® Surgical Instruments

4. 血管フック、鋭鉤、血管鉤



■ 血管フック	74
■ 鋭鉤	75
■ 血管鉤	76



ブロム
BT075R
血管フック
170 mm




クライル
BT080R
200 mm



クッシング
BT082R - BT083R
190 mm



FD396R
クライエンビュール
FD396R - FD399R
神経・血管フック
185 mm



4. 血管フック、鋭鉤、血管鉤

FD375R
90°アングル
185mm


フィッシュ
FD376R
90°アングル
185mm

キルナー
OL610R
160 mm

ジリーズ
OL611R - OL612R
180 mm

ミューラー
OL626R
150 mm

ミューラー
OL627R
150 mm




Aesculap® Surgical Instruments

5. 開創鉤



■ 開創鉤.....	78
■ 肩甲骨鉤	88

5. 開創鉤



ランゲンベック - グリーン
BT177R - BT178R
160 mm



ランゲンベック - マナフェルト
BT943R - BT946R
155 mm






XJ301R
25 × 10 mm
1A

ランゲンベック
XJ301R - XJ308R
210 mm




XJ302R
40 × 13 mm
2A




XJ303R
60 × 13 mm
2B




XJ304R
40 × 18 mm
3A




XJ305R
60 × 18 mm
3B



XJ306R
85 × 18 mm
3C




XJ307R
60 × 25 mm
4A




XJ308R
85 × 25 mm
4B



BT340R
210 mm







5. 開創鉤



ディーバー
BT600R
180 mm
Fig.000



ディーバー
BT601R
215 mm
Fig.00



ディーバー
BT606R
235 mm
Fig.0




ディーバー
BT604R
300 mm
Fig.3



ディーバー
BT605R
310 mm
Fig.4



ディーバー
BT608R
320 mm
Fig.5



5. 開創鉤




ディーバー
BT602R
300 mm
Fig.1




ディーバー
BT603R
315 mm
Fig.2



ディーバー
BT607R
365 mm
Fig.2 1/2





ハリントン

BT551R 123 × 45 mm

BT552R 123 × 64 mm


フレキシブル
295 mm



ハリントン - ペンバルトン

BT553R 175 × 64 mm


フレキシブル
295 mm





Aesculap® Surgical Instruments

6. 压肺鉤、心房鉤、大動脈弁鉤




■ 压肺鉤.....	90
■ 心房鉤.....	91
■ 大動脈弁鉤	94



アリソン
BT559R
255 mm



アリソン
BT560R
320 mm



BT561R
300 mm



心房鉤

Surgical Instruments

Aesculap®

深さ×幅

6. 圧肺鉤、心房鉤、大動脈弁鉤




1/2

クーラー

FB923R - FB927R

左


245 mm



25 x 20 mm

1/1

FB923R



25 x 25 mm

1/1


FB924R



25 x 30 mm

1/1


FB925R



25 x 35 mm

1/1

FB926R




25 x 45 mm

1/1

FB927R


深さ×幅

6. 圧肺鉤、心房鉤、大動脈弁鉤




25 x 20 mm

FB963R




40 x 25 mm

FB964R



40 x 30 mm

FB965R



40 x 35 mm

FB966R




クーリー

FB963R - FB968R


右

235 mm



40 x 45 mm

FB967R



50 x 35 mm

FB968R



心房鉤

Surgical Instruments

Aesculap®

深さ×幅



45 x 30 mm

ストラック (クーリー改良型)

FB865R

すべり止め付
265 mm



45 x 35 mm

ストラック (クーリー改良型)

FB866R

すべり止め付
265 mm



45 x 48 mm

1/2



45 x 48 mm

1/2



25 x 46 mm

1/2

クーリー

FB860R

右

280 mm

クーリー

FB861R

右、すべり止め付

270 mm

クーリー

FB862R

左


280 mm

6. 圧肺鉤、心房鉤、大動脈弁鉤


深さ×幅

シャフトは屈曲が
出来ます。


6. 圧肺鉤、心房鉤、大動脈弁鉤




ポロウスキー
FB971R - FB976R
270 mm




FB971R




FB972R




FB973R



FB974R



FB975R








FB976R

Aesculap® Surgical Instruments

7. 無外傷性血管クリップ、無外傷性ブルドッグクランプ



■ 無外傷性血管クリップ	96
■ 無外傷性ブルドッグクランプ	97



閉鎖力

50g

80g

FE010K

FE020K

FE011K

FE021K

FE012K

FE022K

FE013K

FE023K


FE014K

FE024K

ミュラー

FE010K - FE024K

無外傷性血管クリップ



BH030R

BH031R

歯長
全長

20 mm
35 mm

30 mm
40 mm

ドゥベキー - ヘス

BH030R - BH031R

ブルドッグ鉗子



BH032R

BH034R

歯長
全長


10 mm
48 mm

13 mm
48 mm

デートリッヒ

BH032R - BH034R

ブルドッグ鉗子



FB328R

FB329R

FB330R

FB331R

歯長
全長

14 mm
35 mm

14 mm
35 mm

19 mm
45 mm

19 mm
45 mm

FB328R - FB331R

血管クランプ



ドゥペーキー
FB352R

歯長
全長

20 mm
50 mm



ドゥペーキー
FB353R

20 mm
50 mm



グローバー
FB431R


20 mm
52 mm



ドゥペーキー
FB357R


歯長
全長

21 mm
75 mm



ドゥペーキー
FB358R

42 mm
100 mm



ドゥペーキー
FB359R

38 mm
95 mm

無外傷性ブルドッグクランプ



グローバー	歯長	全長
FB432R	25 mm	68 mm
FB434R	40 mm	97 mm
FB436R	60 mm	116 mm



グローバー	歯長	全長
FB433R	25 mm	68 mm
FB435R	40 mm	97 mm
FB437R	60 mm	116 mm



ジョーンズ・ホプキンス
BH018R
ブルドッグクランプ着脱用鉗子
240 mm



ドゥベーカー	歯長	全長
FB420R	25 mm	80 mm
FB422R	30 mm	90 mm
FB424R	45 mm	105 mm
FB426R	65 mm	125 mm



歯長	全長
FB421R	25 mm 80 mm
FB423R	30 mm 90 mm
FB425R	45 mm 105 mm
FB427R	65 mm 125 mm


Aesculap® Surgical Instruments

8. 無外傷性血管鉗子




■ 無外傷性リングハンドル ブルドッグ鉗子…	100	■ 無外傷性大動脈瘤鉗子 ……………	120
■ 新生児用無外傷性吻合・多目的鉗子 …	101	■ 無外傷性大動脈鉗子 ……………	121
■ 無外傷性吻合・多目的鉗子 ……………	103	■ 無外傷性大動脈吻合鉗子 ……………	122
■ 無外傷性止血鉗子 ……………	104	■ 無外傷性リングハンドル ブルドッグ鉗子…	124
■ 無外傷性腎臓・脾臓鉗子 ……………	106	■ 無外傷性吻合鉗子 ……………	126
■ 無外傷性剥離・結紮鉗子 ……………	107	■ 無外傷性大動脈吻合鉗子 ……………	128
■ 無外傷性吻合鉗子 ……………	109	■ 無外傷性吻合・多目的鉗子 ……………	131
■ 無外傷性大静脈鉗子 ……………	110	■ 無外傷性多目的鉗子、大動脈鉗子……	132
■ 無外傷性側壁遮断鉗子 ……………	111	■ 無外傷性開存鉗子、狭窄鉗子 ……………	134
■ 無外傷性狭窄鉗子 ……………	112	■ 無外傷性多目的鉗子 ……………	136
■ 無外傷性脈管開存鉗子、末梢血管鉗子 ……	113		
■ 無外傷性末梢血管鉗子 ……………	114		
■ 無外傷性多目的鉗子 ……………	115		
■ 無外傷性吻合鉗子 ……………	116		
■ 無外傷性上行大動脈遮断鉗子 ……………	117		
■ 無外傷性気管支鉗子 ……………	118		
■ 無外傷性大動脈瘤鉗子 ……………	119		


8. 無外傷性血管鉗子




ドゥベキー
FB540R
130 mm




ドゥベキー
FB541R
125 mm



ドゥベキー
FB542R
S字型カーブ
125 mm




ドゥベキー
FB543R
45°アングル
125 mm



ドゥベキー
FB544R
90°アングル
105 mm



カスタネダ
FB581R - FB582R
120 mm




FB581R

FB582R



カスタネダ
FB590R - FB593R
155 mm





FB590R

FB591R

FB592R

FB593R





無外傷性吻合・多目的鉗子




デラ
FB559R - FB561R




FB559R
165 mm




FB560R
170 mm





FB561R
175 mm



クーリー
FB563R
160 mm



クーリー
FB570R
200 mm





ペアン
FB444R - FB445R
155 mm



FB444R
50 mm



FB445R
50 mm

1/1




FB526R
60 mm




FB532R
89 mm



FB534R
99 mm



FB527R
60 mm



FB533R
89 mm



FB535R
99 mm




1/1

ドゥベキー - ペアン

FB526R	200 mm
FB532R	265 mm
FB534R	280 mm

ドゥベキー - ペアン

FB527R	200 mm
FB533R	260 mm
FB535R	275 mm




ホブト
FB528R - FB530R
200 mm



FB486R
81 mm

FB487R
81 mm



80 mm



70 mm



ドゥペーキー - ルメル
FB486R - FB487R
245 mm



ドゥペーキー - ミクスター
FB497R
285 mm



ドゥペーキー - マクイギー - ミクスター
FB496R
210 mm



ドゥペーキー

FB484R	190 mm
FB485R	230 mm




FB484R
77 mm

FB485R
80 mm



ドゥペーキー

FB483R	240 mm
--------	--------



94 mm




ドゥペーキー


FB498R	210 mm
FB499R	230 mm




FB498R
51 mm

FB499R
75 mm






ドゥペーキー - ベック
FB519R 205 mm
FB520R 210 mm



ドゥペーキー - ハルケン
FB521R 255 mm
FB522R 245 mm
FB523R 245 mm
FB524R 245 mm



ドゥペーキー
FB500R - FB504R

全長
歯長

FB500R
220 mm
85 mm


FB501R
265 mm
95 mm

FB502R
270 mm
99 mm

FB503R
270 mm
103 mm

FB504R
280 mm
119 mm

8. 無外傷性血管鉗子




ドゥペーキー - サテンスキー

FB506R 230 mm
FB507R 235 mm
FB508R 240 mm



FB552R
50 mm



FB554R
50 mm


ドゥペーキー

FB552R 170 mm
FB554R 165 mm



ドゥペーキー

FB553R
165 mm



15°
50 mm
1/1

1/2



FB452R
41 mm




FB454R
65 mm



FB456R
80 mm


ドゥペーキー

FB452R 205 mm
FB454R 225 mm
FB456R 240 mm



ドゥペーキー

FB453R 200 mm
FB455R 225 mm
FB457R 240 mm



FB453R
41 mm


FB455R
65 mm

FB457R
80 mm

15°




ドゥペーキー
FB450R
210 mm




ドゥペーキー
FB451R
210 mm






ドゥペーキー
FB463R
160 mm




ドゥペーキー
FB464R
190 mm




ドゥペーキー
FB465R
200 mm





ドゥペーキー	FB511R	FB512R	FB513R	FB510R
全長:	220 mm	275 mm	285 mm	235 mm
歯長:	85 mm	100 mm	135 mm	93 mm



ドゥペーキー	FB515R	FB516R	FB517R	FB518R
全長:	210 mm	195 mm	230 mm	235 mm
歯長:	93 mm	85 mm	92 mm	134 mm

8. 無外傷性血管鉗子






ウェルトハイム
BJ581R
250 mm



ディック
FB956R 255 mm
FB957R 265 mm
FB958R 275 mm









リーズ
FB573R
220 mm




リーズ
FB574R
245 mm




8. 無外傷性血管鉗子





2×3 歯

8. 無外傷性血管鉗子




ドゥペーキー

FB471R	250 mm
FB472R	300 mm
FB473R	315 mm
FB480R	330 mm

1/2


ドゥペーキー

FB475R	300 mm
--------	--------







ペーパー
FB488R
260 mm



ペーパー
FB489R
260 mm




8. 無外傷性血管鉗子




ランバート-ケイ
FB492R
210 mm

ランバート-ケイ
FB490R
215 mm

ドゥペーキー (ランバート改良型)
FB491R
255 mm



ドゥベキータイプは
100 ページに掲載



無外傷性リングハンドル ブルドッグ鉗子


クーリー
Toothings COOLEY

Surgical Instruments

Aesculap®



クーリー
FB705R 120 mm
FB708R 115 mm



FB705R 50 mm
FB708R 50 mm




クーリー
FB741R 140 mm

FB741R 38 mm




クーリー
FB742R 140 mm



FB742R 40 mm



クーリー
FB743R 145 mm




FB743R 42 mm

8. 無外傷性血管鉗子



クーリー・ベック

FB731R	150 mm
FB732R	115 mm




FB731R
56 mm

FB732R
63 mm




クーリー

FB734R - FB735R	170 mm
-----------------	--------




FB734R
82 mm

FB735R
82 mm








パリー・クーリー
FB775R
280 mm





ライツ
FB795R
190 mm



ドゥペーキータイプは
113 ページに掲載


8. 無外傷性血管鉗子



クーリー


FB776R	200 mm
FB777R	255 mm
FB778R	255 mm
FB779R	255 mm
FB780R	260 mm

8. 無外傷性血管鉗子



クーリー

FB721R	160 mm
FB722R	160 mm
FB723R	170 mm
FB724R	170 mm







無外傷性吻合・多目的鉗子



クーリー
Toothing COOLEY

Surgical Instruments


Aesculap®



ドゥペーキータイプは
105 ページに掲載



8. 無外傷性血管鉗子





無外傷性多目的鉗子、大動脈鉗子


クーリー
Toothing COOLEY

Surgical Instruments

Aesculap®




8. 無外傷性血管鉗子




クーリー




FB711R	160mm
FB714R	170 mm



クーリー

FB710R	160 mm	FB713R	180 mm
FB712R	170 mm	FB715 R	180 mm





ダーディック


FC300R	150 mm	FC310R	170 mm
FC301R	150 mm	FC311R	170 mm
FC302R	150 mm	FC312R	170 mm
FC303R	145 mm	FC313R	160 mm
FC304R	130 mm	FC314R	135 mm

Aesculap® Surgical Instruments

9. 把持鉗子、剝離鉗子、止血鉗子



■ 無外傷性組織・臓器把持鉗子、心筋鉗子	138
■ 剝離鉗子	141
■ チューブ鉗子	147
■ 止血鉗子	148
■ 血管拡張器	157
■ 血管ヘラ	158
■ 血管パンチ	160




バブコック

EA050R 160 mm
EA052R 215 mm

バブコック

FB936R 220 mm

1/2



アリス

EA092R 160 mm
EA096R 220 mm
EA097R 255 mm
EA099R 300 mm




アリス

EA095R 200 mm
デリケートタイプ

クライネ

FB281R
心筋鉗子
225 mm

1/2






ウィリアムス
EA028R
160 mm



ツッツル
BD801R
230 mm




ネルソン
BD802R
230 mm



デュバル
FB930R
230 mm



バブcock
EA031R 175 mm
EA032R 215 mm




FB653R


FB654R



FB653R
FB654R
ガイド



ベビー - ミクスター
BJ011R - BJ012R





ベビーアドソン
BJ013R - BJ014R



1/2
ミクスター - オショウグネッシー
BJ050R
190 mm



ルメル
BJ041R - BJ045R
240 mm




BJ015R - BJ018R
S字型、デリケートタイプ




Fig.0

BJ020R
195 mm



BJ021R
205 mm

BJ031R
260 mm



BJ022R
220 mm

BJ032R
270 mm



BJ023R
225 mm

BJ033R
275 mm



BJ024R
220 mm

BJ034R
270 mm



BJ025R
230 mm

BJ035R
280 mm

BJ026R
225 mm

1/1

1/2

オーバーホルト - ガイセンドルファー

BJ020R - BJ035R



Fig.0

BJ080R
215 mm

1

BJ081R
210 mm

2

BJ082R
220 mm

3

BJ083R
225 mm

6

BJ086R
225 mm

1/2

オーバーホルト

BJ080R - BJ114R


ファインパターン




BJ111R
260 mm




BJ114R
270 mm



BJ090R
295 mm




BJ091R
295 mm




BJ096R
300 mm

1/1




ウィクストローム
BJ051R
205 mm




フィノシェット
BJ052R
245 mm



ミクスター
BJ055R
230 mm




BJ100R
140 mm



BJ102R
180 mm




BJ103R
200 mm



BJ104R
230 mm

BJ106R
280 mm




オーバーホルトミクスター
BJ019R
205 mm


ジェミニー
BJ100R - BJ106R



カントロウィッツ
BJ057R - BJ059R



オショーネシー
BJ120R - BJ124R





BJO61R
220 mm





BJO62R
250 mm


ミクスター
BJO61R - BJO62R




FB961R


セム
FB961R
240 mm











ミューラー
FE005K
結紮鉗子
ファインクロスジョー
38 mm





縫合糸把持用
BJ002R
スムーズジョー
95 mm





ベビー - モスキート
(ハルトマン)
BH104R - BH115R
100 mm





マイクロ - ハルステッド
BH108R - BH119R
125 mm



ハルステッド - モスキート
BH110R - BH121R
125 mm



レリック
BH160R - BH171R
150 mm





BH206R
200 mm

BH207R
200 mm

BH209R
195 mm

BH216R
200 mm

BH217R
200 mm

ヘス
BH206R - BH217R



1/1

BH202R


BH203R



1/1

BH212R

BH213R



1/2

ハルステッド
BH202R - BH213R


185 mm



1/1

BH210R


BH211R



1/2

ハルステッド・モスキート
BH210R - BH215R

200 mm




1/1

BH214R

BH215R




ロチェスター・ペアン
BH442R - BH451R



BH442R	BH444R	BH446R	BH448R	BH450R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm

1/1



BH443R	BH445R	BH447R	BH449R	BH451R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm


1/1

9. 把持鉗子、
剥離鉗子、
止血鉗子



コッヘル - オクスナー
BH642R - BH655R

1/2



1/1

BH642R
160 mm


BH644R
185 mm

BH646R
200 mm

BH648R
225 mm

BH650R
240 mm

BH652R
260 mm



1/1

BH643R
160 mm


BH645R
185 mm

BH647R
200 mm

BH649R
225 mm

BH651R
240 mm

BH653R
260 mm




BH412R BH414R

BH413R BH415R

ペアン

BH412R	130 mm
BH414R	140 mm
BH413R	130 mm、細型
BH415R	140 mm、細型




XJ151R

XJ152R

ペアン

XJ151R	145 mm
XJ152R	145 mm




BH612R
BH614R

BH615R

コッヘル

BH612R	130 mm
BH614R	140 mm
BH615R	140 mm



XJ153R


XJ154R

コッヘル

XJ153R	145 mm
XJ154R	145 mm






クラフورد - セラース
FB633R
240 mm




クラフورد
FB634R - FB635R
240 mm

解離性大動脈瘤のGRFグルーによる離断補強圧着用







135°




FB108R
2 mm

FB109R
3 mm

FB110R
4 mm

FB112R
6 mm

FB113R
7 mm



FB114R
8.5 mm

FB115R
10 mm

FB116R
12 mm

FB117R
14 mm

FB119R

FB108R - FB117R 用ハンドル
110 mm

FB108R - FB117R
動脈内容除去ストリッパー
550 mm



1/2

ドゥベキー

FB160R - FB172R

血管拡張器
マレアブル
190 mm



FB160R



FB161R



FB162R



FB163R



FB164R



FB165R

1/1



FB166R



FB167R



FB168R



FB169R



FB170R









FB172R

1/1


FB160R	φ 0.5 mm
FB161R	φ 1.0 mm
FB162R	φ 1.5 mm
FB163R	φ 2.0 mm
FB164R	φ 2.5 mm
FB165R	φ 3.0 mm

FB166R	φ 3.5 mm
FB167R	φ 4.0 mm
FB168R	φ 4.5 mm
FB169R	φ 5.0 mm
FB170R	φ 7.0 mm
FB172R	φ 9.0 mm







バラディー
FB120R
静脈ディセクター
180 mm




バラディー
FB121R
静脈ディセクター
180 mm




バラディー
FB122R
静脈ディセクター
180 mm




バラディー
FB124R
マイクロ血管ヘラ
175 mm



バラディー
FB125R
マイクロ静脈
エクストラクター
170 mm



バラディー
FB126R
ミニ静脈
エクストラクター
170 mm



1/2

FB194R - FB204R

血管パンチ
有効長 50mm
140 mm



FB201R
φ 3 mm



FB202R
φ 3.5 mm



FB194R
φ 4 mm



FB203R
φ 4.5 mm



FB195R
φ 5 mm



FB204R
φ 5.5 mm



FB196R
φ 6 mm

1/1

Aesculap® Surgical Instruments

10. 開胸器、肋骨剪刀、ワイヤーカッター・プライヤー



■ 胸骨切除器械	162
■ 開胸器	163
■ 開創器	176
■ 肋骨剪刀、骨剪刀	180
■ 丸ノミ鉗子	186
■ 骨把持鉗子、骨膜剥離子（肋骨用）	190
■ ワイヤーカッター・プライヤー	192



シューマツハ
FB911R
胸骨剪刀
210 mm



ブラウン - スタドラー
ET141R
小児用胸骨剪刀
200 mm



レブシュ
FB918R
胸骨ノミ
250 mm

胸骨用開胸器

Aesculap®

マンマリーレトラクターは、冠動脈バイパス手術用に開発されたレトラクターで胸骨開胸器としてだけでなく、内胸動脈用ブレードを装着することで胸骨牽引器としても使用できます。

スプレッダーは尾側（写真 1、1a）、頭側（写真 2、2a）の両方に使えます。

頭側に位置する場合は頸部を圧迫しないようスプレッダーを裏返して使用します。




1

胸骨開胸器使用例



2

胸骨開胸器使用例




1a

内胸動脈用ブレード使用例



2a

内胸動脈用ブレード使用例



FC060R

マンマリーレトラクター
内胸動脈用 大

内訳：

- | | |
|----------|-------------|
| FC 061 R | スプレッダーのみ |
| FC 062 R | ブレード、1 対 |
| FC 063 R | 胸骨用ブレード、1 対 |
| FC 064 R | 胸骨用ブレード、1 対 |



FC062R

内胸動脈用ブレード



FC063R


胸骨用ブレード
30 × 100 mm



FC064R


胸骨用ブレード
40 × 100 mm

■ セット例



セット内容：
 1 × FC 137 R スプレッダーのみ
 2 × FC 132 R 30 × 100mm ブレード
 2 × FC 136 R ブレード固定インサート
 2 × FC 138 R コネクティングクランプ
 1 × FC 124 R マレアブルバルブレトラクター ディーバー
 1 × FC 126 R 心房鉤

■ 基本セット



FC120R


ハートアクセス開胸器セット

内訳：
 1 × FC 137 R スプレッダーのみ
 2 × FC 132 R 30 × 100mm ブレード
 2 × FC 136 R ブレード固定インサート

ハートアクセス開胸器 胸骨正中切開用

Aesculap®

■ スプレッターのみ



FC137R

ハートアクセス開胸器
スプレッター

■ ハートアクセス開胸器用ブレード



FC131R

40 × 100mm




FC132R

30 × 100mm




FC136R

ハートアクセス
開胸器用ブレード
固定インサート

FC133R


43 × 28mm




FC134R

33 × 28mm


FC135SU

ハートアクセス開胸器用
スーチャーホルダー
2本入 × 10袋 / 1箱

■ アクセサリー



FC125R - FC127R

ハートアクセス開胸器用
心房鉤

FC121R - FC123R

ハートアクセス開胸器用
マレアブル
バルブトラクター

FC124R

ハートアクセス開胸器用
マレアブル
バルブトラクター

ブレード長 (深 × 巾) 全長

FC121R	65 × 18mm	250mm
FC122R	95 × 18mm	280mm
FC123R	95 × 22mm	280mm
FC124R	75 × 25mm	250mm




FC138R


ハートアクセス開胸器用
コネクティングクランプ

	ブレード長 (深 × 巾)	全長
FC125R	60 × 20mm	250mm
FC126R	60 × 35mm	250mm
FC127R	60 × 45mm	250mm

10. 開胸器、肋骨剪刀、ワイヤーカッター・プライヤー



フィノシェット
FB830R
ブレード
18 × 21 mm



ストラック
FB852R
小児用

内訳：
FB 853 R スプレッダーのみ
FB 857 R ブレード、1対
FB 858 R ブレード、1対



FB854R
ブレード
10 × 10 mm

FB855R
ブレード
10 × 15 mm


FB856R
ブレード
10 × 20 mm

FB857R
ブレード
15 × 20 mm



FB858R
ブレード
20 × 20 mm




ヘイト
FB835R
ブレード
30 × 30 mm




ハーツラー
BV512R
ブレード
20 × 25 mm





ターフェル
FB800R
ブレード
43 × 53 mm




クーリー
FB851R
ブレード
21 × 45 mm
小児用




クーリー
FB850R
ブレード
32 × 50 mm
成人用






FB836R
ブレード
28 × 32 mm



モース
FB845R
小児用
可動式ダブルブレード
12 × 20 mm



モース
FB846R
成人用
可動式ダブルブレード
19 × 29 mm



ドゥペーキー

FB808R

開胸器セット

ブレード 3 対付 (FB 810 R, FB 811 R, FB 812 R)

セット FB 808 R	
スプレッダーのみ	ブレードのみ
FB 809 R	FB 810 R 30 × 30 mm
	FB 811 R 40 × 40 mm
	FB 812 R 50 × 50 mm

ブレード販売単位：1 対

特長：

ブレード交換可能

ブレード表面はスムーズ仕上げ

FB810R

ブレード

30 × 30 mm



FB811R

ブレード


40 × 40 mm



FB812R

ブレード

50 × 50 mm



ドゥペーキー

FB814R

開胸器セット

スプレッダー (FB 815 R)

ブレード 3 対付 (FB 816 R, FB 817 R, FB 818 R)


セット FB 814 R	
スプレッダーのみ	ブレードのみ
FB 815 R	FB 816 R 60 × 60 mm
	FB 817 R 50 × 80 mm
	FB 818 R 40 × 100 mm

ブレード販売単位：1 対

特長：

ブレード交換可能

ブレード表面はスムーズ仕上げ



FB816R

ブレード

60 × 60 mm



FB817R

ブレード

50 × 80 mm



FB818R

ブレード

40 × 100 mm



FB819R

ブレード


80 × 60 mm




FB813R

ブレード

50 × 66 mm






FB806R
ブレード
45 × 64 mm



FB807R
ブレード
75 × 64 mm







FC040A
ブレード
12 × 15 mm




FC041A
ブレード
28 × 30 mm



FC042A
ブレード
31 × 45 mm



FC043A
ブレード
42 × 61 mm



FC044A
ブレード
74 × 64 mm



FB823R
ブレード
75 × 75 mm



FB822R
ブレード
42 × 65 mm



ボールスナップ固定
ブレード販売単位：1 対

FB820R

開肺器（メルセデス・レトラクター）セット
内訳：

- FB 821 R スプレッター
- FB 822 R ブレード、1 対、42 × 65 mm
- FB 823 R ブレード、1 対、75 × 75 mm



セラーズ
FB840R
肋骨開閉器
スイベルブレード付
200 mm



ベイリー
FB844R
150 mm




ベイリー
FB841R - FB842R
200 mm



BV009R


コロナリー用レトラクター




極少コロナリー用レトラクター

特長：最小のスペースで機能します。
縫合糸が絡んだり、引っかかる危険がありません。

用途：冠動脈バイパス手術、特に微細バイパス手術に有効です。



BV006R
ブレード
45 mm



BV007R
ブレード
55 mm




BV021R
25 mm



BV022R
32 mm



BV023R
40 mm




BV024R
52 mm

BV021R - BV024R
レトラクター



アルム

BV010R 70 mm
BV011R 100 mm




BV010R BV011R



1/2

アルポート


BV028R
95 mm



ウェイトラナー
BV071R 130 mm
BV072R 165 mm

BV074R - BV075R
BV074R 130 mm
BV075R 165 mm

アドソン - ベビー
BV085R
140 mm




BV273R




アドソン
BV273R
325 mm




ウェイトラナー
BV206R - BV209R




BV206R
3x4 爪
240 mm



BV208R
5x6 爪
255 mm



BV207R
3x4 爪
240 mm



BV209R
5x6 爪
255 mm



アレンベルグ

BV097R 頸動脈用、開創器セット

BV098R レトラクター、BV 097 R 用、170mm

BV099R センターブレード、BV 097 R 用、扁平 10×35 / 鞍状 12×20mm、120mm

製品特性：

- ◆ 近年、心臓カテーテル検査、ステントの留置、人工心肺等の処置は大腿動脈からアクセスする方法の他に、腸骨動脈からアクセスする方法が知られています。
この手技の利点は、処置後の創傷治癒がより良いことと、大腿動脈より太い血管が得られることです。従ってステントの挿入、留置に特に有用です。
- ◆ このレトラクターはチタン製で X 線を透過しますので、心臓カテーテル等の処置に有用です。
- ◆ ブレードを交換することで、左右両側に使用することができます。
- ◆ 術中にブレードを外側方向に微調整できます。
- ◆ 回転式ブレードですので、腹部の切開は低浸襲ですみます。

使用法：

1. 大ブレードが頭側、小ブレードが尾側になるように挿入します。
2. 小ブレードを鼠径靭帯にひっかけるようにします。
3. ブレードを広げ調整し、視野を確保します。



アレンベルグ

BV710R 腸骨動脈用開創器セット




BV712T



BV713T

- | | |
|--------|---------------------------|
| BV709R | バルブ交換用鉗子 |
| BV711R | スプレッター、BV 710 R 用 |
| BV712T | 尾側ブレード、BV 710 R 用、30×30mm |
| BV713T | 頭側ブレード、BV 710 R 用、90×60mm |



BV709R



FB870R
230 mm



グルック
FB873R
190 mm




ベットハン
FB878R
340 mm



ザウエルブルフ
FB881R
小児用
240 mm

FB882R
成人用
270 mm





ブルンナー
FB892R
ユニバーサルパターン
340 mm




1/3






ギルツ - スチール
FB890R
250 mm

1/3







10. 開胸器、肋骨剪刀、ワイヤーカッター・プライヤー




リストン
FO645R
240 mm




リストン
FO646R
280 mm





リストン
FO647R
280 mm




リストン・スチーレ
F0648R
265 mm




リストン・キー・ホースレイ
(ツドルエドワーズ)
F0649R
255 mm



ザウエルブルフ - コリロス
FO570R - FO572R
310 mm



10. 開胸器、肋骨剪刀、ワイヤーカッター・プライヤー





FO120R
200 mm

1/2



ランゲンベック
F0127R
205 mm

1/2




ファーガソン
F0130R
205 mm

1/2



セム
F0135R
190 mm

1/2



セム
F0136R
190 mm

1/2




ドワイヤン
FK400R - FK401R
小児用
175 mm




ドワイヤン
FK402R - FK403R
成人用
175 mm




ドワイヤン
FK408R - FK409R
240 mm







ソフトワイヤー 切断径	1.2 mm	1.2 mm	1.5 mm	0.9 mm
ハードワイヤー 切断径	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	-




ソフトワイヤー 切断径	3.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
ハードワイヤー 切断径	2.2 mm	1.5 mm	1.5 mm




DP031R
両側すべり止め付き
140 mm



DP035R
片側すべり止め付き
片側スムーズジョー
140 mm




LX170R
両側すべり止め付き
LX171R
ワイヤーよじり用溝付き
170 mm



LX172R
190 mm




LX181R - LX185R




LX181R
LX181R
180 mm

LX181R
丸型プライヤー




LX185R
145 mm
LX182R
180 mm
LX183R
180 mm


LX182R - LX185R
ワイヤー抜去鉗子




BM110R
155mm




BM111R
150mm




LX176R
ワイヤー保持鉗子
ワイヤーがすり落ちません。
170mm



バウムガートナー
BM112R
ワイヤーツイスター、締結鉗子
200 mm



BM113R
胸骨縫合用
175 mm




マッシュュー - スタンダード
BM151R
170 mm

Aesculap® Surgical Instruments

11. 吸引嘴管




■ 吸引嘴管	196
--------------	-----





- 有効長4種類、先端外径6種類
- 指先で吸引圧の調節は自由自在
- 人間工学デザインにより操作性アップ
- スタイレット付で清掃が容易
- ルアーチューブ接続付



ファーガソン 先端外径	有効長			
	110mm	130mm	160mm	200mm
1.5mm	GF350R	GF360R	GF370R	GF380R
2mm	GF351R	GF361R	GF371R	GF381R
2.5mm	GF352R	GF362R	GF372R	GF382R
3mm	GF353R	GF363R	GF373R	GF383R
4mm	GF354R	GF364R	GF374R	GF384R
5mm	GF355R	GF365R	GF375R	GF385R

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
AN		BC		BC	
AN911R	147	BC271WB	17	BC525R	10
AN912R	147	BC273B	17	BC526R	10
AN913R	147	BC273R	24	BC531R	10
		BC273W	24	BC532R	10
BC		BC273WB	17	BC533R	10
BC004R	26	BC274R	24	BC534R	10
BC005R	26	BC275B	18	BC535R	10
BC006R	27	BC275R	24	BC636R	14
BC007R	27	BC275W	24	BC638R	14
BC015R	27	BC275WB	18	BC639R	14
BC017R	27	BC276R	24	BC640R	14
BC030R	26	BC277B	19	BC641R	14
BC156R	27	BC277R	24	BC644R	14
BC157R	27	BC277W	24	BC645R	14
BC160R	27	BC277WB	19	BC646R	13
BC161R	27	BC279B	19	BC647R	12
BC175R	26	BC279R	24	BC648R	12
BC177R	26	BC279W	24	BC649R	12
BC210B	16	BC279WB	19	BC650R	13
BC211B	16	BC281B	19	BC651R	13
BC211WB	16	BC281R	24	BC652R	13
BC224R	23	BC281W	24	BC653R	12
BC228R	23	BC281WB	19	BC654R	12
BC231R	23	BC282R	24	BC656R	12
BC231W	23	BC283B	18	BC657R	12
BC234R	23	BC283R	25	BC658R	13
BC245R	13	BC283W	25	BC659R	13
BC252B	18	BC283WB	18	BC662R	12
BC253B	18	BC284B	18	BC663R	12
BC253WB	18	BC284WB	18	BC664R	12
BC257B	16	BC287R	25	BC669R	13
BC257WB	16	BC287W	25	BC680R	28
BC258R	24	BC289R	25	BC683R	28
BC259B	16	BC294W	30	BC900R	20
BC259R	24	BC295W	30	BC901R	20
BC259W	24	BC296W	30	BC911R	20
BC259WB	16	BC297W	30	BC915R	20
BC260R	25	BC324R	28	BC916R	20
BC261B	17	BC325R	28	BC917R	20
BC261R	25	BC326R	28	BC920R	21
BC261W	25	BC344R	28	BC921R	21
BC261WB	17	BC345R	28	BC924R	21
BC262R	25	BC346R	28	BC925R	21
BC263B	17	BC414R	29	BC930R	21
BC263R	25	BC415R	29	BC931R	21
BC263W	25	BC416R	29	BC934R	21
BC263WB	17	BC424R	29	BC935R	21
BC265B	18	BC425R	29	BC936R	21
BC265R	25	BC426R	29	BC937R	21
BC265W	25	BC444R	29	BC945R	22
BC265WB	18	BC445R	29	BC947R	22
BC267B	19	BC515R	10	BC949R	22
BC267R	25	BC516R	10	BC957R	22
BC267W	25	BC517R	10	BC958R	22
BC267WB	19	BC518R	10	BC959R	22
BC270R	24	BC519R	10		
BC271B	17	BC522R	10	BD	
BC271R	24	BC523R	10	BD151R	70
BC271W	24	BC524R	10	BD154R	70

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
BD		BH		BJ	
BD156R	70	BH171R	148	BJ015R	141
BD157R	70	BH176R	149	BJ016R	141
BD158R	70	BH177R	149	BJ017R	141
BD159R	70	BH178R	149	BJ018R	141
BD160R	70	BH198R	149	BJ019R	143
BD164R	70	BH200R	149	BJ020R	142
BD165R	70	BH201R	149	BJ021R	142
BD166R	70	BH202R	150	BJ022R	142
BD171R	70	BH203R	150	BJ023R	142
BD173R	70	BH206R	150	BJ024R	142
BD180R	70	BH207R	150	BJ025R	142
BD190R	66	BH209R	150	BJ026R	142
BD191R	66	BH210R	150	BJ031R	142
BD192R	66	BH211R	150	BJ032R	142
BD193R	66	BH212R	150	BJ033R	142
BD194R	66	BH213R	150	BJ034R	142
BD195R	66	BH214R	150	BJ035R	142
BD196R	66	BH215R	150	BJ041R	141
BD197R	66	BH216R	150	BJ042R	141
BD223R	69	BH217R	150	BJ043R	141
BD260R	69	BH225R	146	BJ044R	141
BD261R	69	BH230R	146	BJ045R	141
BD264R	69	BH231R	146	BJ047R	146
BD268R	72	BH412R	153	BJ048R	146
BD269R	72	BH413R	153	BJ050R	141
BD340R	69	BH414R	153	BJ051R	143
BD520R	69	BH415R	153	BJ052R	143
BD710R	72	BH442R	151	BJ055R	143
BD711R	72	BH443R	151	BJ057R	144
BD712R	72	BH444R	151	BJ058R	144
BD760R	72	BH445R	151	BJ059R	144
BD761R	72	BH446R	151	BJ061R	145
BD801R	140	BH447R	151	BJ062R	145
BD802R	140	BH448R	151	BJ070R	146
		BH449R	151	BJ080R	142
BH		BH450R	151	BJ081R	142
BH018R	98	BH451R	151	BJ082R	142
BH030R	96	BH612R	153	BJ083R	142
BH031R	96	BH614R	153	BJ086R	142
BH032R	96	BH615R	153	BJ090R	142
BH034R	96	BH642R	152	BJ091R	142
BH104R	148	BH643R	152	BJ096R	142
BH105R	148	BH644R	152	BJ100R	143
BH108R	148	BH645R	152	BJ102R	143
BH109R	148	BH646R	152	BJ103R	143
BH110R	148	BH647R	152	BJ104R	143
BH111R	148	BH648R	152	BJ106R	143
BH114R	148	BH649R	152	BJ111R	142
BH115R	148	BH650R	152	BJ114R	142
BH118R	148	BH651R	152	BJ120R	144
BH119R	148	BH652R	152	BJ121R	144
BH120R	148	BH653R	152	BJ122R	144
BH121R	148			BJ123R	144
BH160R	148	BJ		BJ124R	144
BH161R	148	BJ002R	148	BJ581R	116
BH166R	149	BJ011R	141		
BH167R	149	BJ012R	141	BM	
BH168R	149	BJ013R	141	BM001R	47
BH170R	148	BJ014R	141	BM002R	47

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
BM		BT		BT	
BM003R	47	BT075R	74	BT945R	78
BM004R	47	BT080R	74	BT946R	78
BM005R	47	BT082R	74		
BM008R	52	BT083R	74	BV	
BM011R	52	BT177R	78	BV006R	176
BM012R	52	BT178R	78	BV007R	176
BM013R	52	BT182R	76	BV009R	176
BM016R	52	BT183R	76	BV010R	176
BM017R	52	BT184R	76	BV011R	176
BM019R	52	BT185R	76	BV021R	176
BM020R	53	BT190R	76	BV022R	176
BM023R	53	BT200R	76	BV023R	176
BM024R	52	BT201R	76	BV024R	176
BM025R	54	BT202R	76	BV028R	176
BM026R	54	BT206R	76	BV071R	177
BM027R	54	BT232R	78	BV072R	177
BM033R	53	BT234R	78	BV074R	177
BM034R	53	BT238R	78	BV075R	177
BM035R	53	BT239R	78	BV085R	177
BM036R	53	BT240R	78	BV097R	178
BM037R	53	BT241R	78	BV098R	178
BM038R	53	BT340R	79	BV099R	178
BM040R	53	BT457R	76	BV206R	177
BM042R	55	BT458R	76	BV207R	177
BM044R	50	BT514R	87	BV208R	177
BM045R	50	BT521R	87	BV209R	177
BM046R	50	BT522R	87	BV273R	177
BM047R	50	BT523R	87	BV512R	166
BM051R	53	BT531R	88	BV709R	179
BM052R	53	BT551R	86	BV710R	179
BM054R	50	BT552R	86	BV711R	179
BM055R	50	BT553R	86	BV712T	179
BM056R	50	BT559R	90	BV713T	179
BM057R	50	BT560R	90		
BM063R	53	BT561R	90	DP	
BM064R	53	BT594R	81	DP031R	193
BM065R	55	BT595R	81	DP035R	193
BM066R	55	BT596R	81	DP530R	192
BM067R	55	BT597R	81	DP551R	192
BM068R	55	BT600R	82	DP552R	192
BM070R	55	BT601R	82		
BM077R	55	BT602R	84	EA	
BM078R	55	BT603R	84	EA028R	140
BM081R	54	BT604R	83	EA031R	140
BM092R	54	BT605R	83	EA032R	140
BM110R	194	BT606R	82	EA050R	138
BM111R	194	BT607R	84	EA052R	138
BM112R	194	BT608R	83	EA061R	139
BM113R	194	BT611R	85	EA062R	139
BM132R	56	BT613R	85	EA092R	138
BM148R	56	BT614R	85	EA095R	138
BM150R	56	BT615R	85	EA096R	138
BM151R	194	BT622R	80	EA097R	138
BM153R	56	BT623R	80	EA099R	138
BM183R	56	BT624R	80		
BM301R	51	BT630R	80	EB	
BM302R	51	BT633R	80	EB220R	155
BM325R	51	BT943R	78		
		BT944R	78		

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
EL		FB		FB	
EL870R	80	FB359R	97	FB462R	109
EL872R	80	FB394R	70	FB463R	113
		FB395R	70	FB464R	113
EO		FB396R	70	FB465R	113
EO338R	139	FB397R	72	FB466R	114
EO340R	139	FB398R	72	FB467R	114
		FB399R	72	FB468R	114
ET		FB400R	71	FB469R	114
ET141R	162	FB401R	71	FB470R	114
		FB402R	71	FB471R	120
FB		FB403R	71	FB472R	120
FB108R	157	FB404R	71	FB473R	120
FB109R	157	FB405R	71	FB475R	120
FB110R	157	FB406R	71	FB476R	119
FB112R	157	FB407R	71	FB477R	119
FB113R	157	FB408R	71	FB478R	119
FB114R	157	FB411R	71	FB480R	120
FB115R	157	FB412R	71	FB481R	119
FB116R	157	FB414R	71	FB482R	119
FB117R	157	FB415R	71	FB483R	108
FB119R	157	FB416R	71	FB484R	108
FB120R	159	FB417R	71	FB485R	108
FB121R	159	FB420R	98	FB486R	107
FB122R	159	FB421R	98	FB487R	107
FB124R	159	FB422R	98	FB488R	122
FB125R	159	FB423R	98	FB489R	122
FB126R	159	FB424R	98	FB490R	123
FB150R	158	FB425R	98	FB491R	123
FB151R	158	FB426R	98	FB492R	123
FB158R	158	FB427R	98	FB493R	117
FB159R	158	FB431R	97	FB494R	117
FB160R	157	FB432R	98	FB495R	121
FB161R	157	FB433R	98	FB496R	107
FB162R	157	FB434R	98	FB497R	107
FB163R	157	FB435R	98	FB498R	108
FB164R	157	FB436R	98	FB499R	108
FB165R	157	FB437R	98	FB500R	111
FB166R	157	FB440R	104	FB501R	111
FB167R	157	FB441R	104	FB502R	111
FB168R	157	FB442R	104	FB503R	111
FB169R	157	FB443R	104	FB504R	111
FB170R	157	FB444R	105	FB506R	111
FB172R	157	FB445R	105	FB507R	111
FB194R	160	FB446R	104	FB508R	111
FB195R	160	FB447R	104	FB510R	115
FB196R	160	FB448R	104	FB511R	115
FB201R	160	FB449R	104	FB512R	115
FB202R	160	FB450R	113	FB513R	115
FB203R	160	FB451R	113	FB515R	115
FB204R	160	FB452R	112	FB516R	115
FB281R	138	FB453R	112	FB517R	115
FB328R	96	FB454R	112	FB518R	115
FB329R	96	FB455R	112	FB519R	110
FB330R	96	FB456R	112	FB520R	110
FB331R	96	FB457R	112	FB521R	110
FB352R	97	FB458R	109	FB522R	110
FB353R	97	FB459R	109	FB523R	110
FB357R	97	FB460R	109	FB524R	110
FB358R	97	FB461R	109	FB525R	121

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
FB		FB		FB	
FB526R	105	FB714R	134	FB818R	171
FB527R	105	FB715R	134	FB819R	171
FB528R	106	FB717R	132	FB820R	174
FB529R	106	FB718R	132	FB821R	174
FB530R	106	FB719R	132	FB822R	174
FB532R	105	FB721R	130	FB823R	174
FB533R	105	FB722R	130	FB830R	166
FB534R	105	FB723R	130	FB835R	166
FB535R	105	FB724R	130	FB836R	168
FB540R	100	FB725R	127	FB840R	175
FB541R	100	FB726R	127	FB841R	175
FB542R	100	FB727R	127	FB842R	175
FB543R	100	FB729R	131	FB844R	175
FB544R	100	FB730R	131	FB845R	168
FB550R	109	FB731R	126	FB846R	168
FB552R	112	FB732R	126	FB850R	167
FB553R	112	FB734R	126	FB851R	167
FB554R	112	FB735R	126	FB852R	166
FB557R	102	FB736R	131	FB853R	166
FB558R	102	FB737R	131	FB854R	166
FB559R	103	FB738R	131	FB855R	166
FB560R	103	FB741R	125	FB856R	166
FB561R	103	FB742R	125	FB857R	166
FB563R	103	FB743R	125	FB858R	166
FB567R	102	FB754R	135	FB860R	93
FB568R	102	FB755R	135	FB861R	93
FB569R	102	FB756R	135	FB862R	93
FB570R	103	FB764R	132	FB865R	93
FB573R	118	FB765R	133	FB866R	93
FB574R	118	FB766R	135	FB870R	180
FB576R	121	FB767R	135	FB873R	180
FB578R	121	FB773R	130	FB878R	180
FB581R	101	FB775R	128	FB881R	180
FB582R	101	FB776R	129	FB882R	180
FB587R	104	FB777R	129	FB890R	181
FB588R	104	FB778R	129	FB892R	181
FB590R	101	FB779R	129	FB911R	162
FB591R	101	FB780R	129	FB918R	162
FB592R	101	FB784R	71	FB923R	91
FB593R	101	FB785R	71	FB924R	91
FB600R	155	FB786R	71	FB925R	91
FB633R	154	FB795R	128	FB926R	91
FB634R	154	FB800R	167	FB927R	91
FB635R	154	FB802R	169	FB930R	140
FB653R	140	FB803R	169	FB936R	138
FB654R	140	FB804R	169	FB940R	155
FB700R	124	FB805R	172	FB950R	156
FB701R	124	FB806R	172	FB954R	156
FB702R	124	FB807R	172	FB955R	156
FB703R	124	FB808R	170	FB956R	116
FB704R	124	FB809R	170	FB957R	116
FB705R	125	FB810R	170	FB958R	116
FB706R	124	FB811R	170	FB961R	145
FB707R	124	FB812R	170	FB963R	92
FB708R	125	FB813R	171	FB964R	92
FB710R	134	FB814R	171	FB965R	92
FB711R	134	FB815R	171	FB966R	92
FB712R	134	FB816R	171	FB967R	92
FB713R	134	FB817R	171	FB968R	92

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
FB		FD		FK	
FB971R	94	FD076R	48	FK387R	191
FB972R	94	FD079R	48	FK400R	190
FB973R	94	FD080R	48	FK401R	190
FB974R	94	FD081R	48	FK402R	190
FB975R	94	FD100R	8	FK403R	190
FB976R	94	FD101R	8	FK408R	190
		FD103R	8	FK409R	190
		FD113D	15	FK420R	191
FC		FD114D	15		
FC040A	173	FD115D	15	FM	
FC041A	173	FD116D	15	FM001R	68
FC042A	173	FD240R	48	FM002R	68
FC043A	173	FD241R	48	FM003R	68
FC044A	173	FD244R	48	FM004R	68
FC060R	163	FD245R	48	FM005R	68
FC061R	163	FD253R	65	FM006R	68
FC062R	163	FD258R	46	FM010R	9
FC063R	163	FD259R	46	FM011R	9
FC064R	163	FD280R	69	FM012R	9
FC120R	164	FD281R	69	FM013R	9
FC121R	165	FD284R	69	FM014R	9
FC122R	165	FD285R	69	FM021R	47
FC123R	165	FD333R	158	FM033R	68
FC124R	165	FD375R	75	FM034R	68
FC125R	165	FD376R	75	FM035R	68
FC126R	165	FD396R	74	FM036R	68
FC127R	165	FD397R	74	FM040R	9
FC131R	165	FD398R	74	FM041R	9
FC132R	165	FD399R	74	FM061R	47
FC133R	165			FM218R	36
FC134R	165	FE		FM221R	36
FC135SU	165	FE005K	148	FM223R	36
FC136R	165	FE010K	96	FM228R	36
FC137R	165	FE011K	96	FM230R	36
FC138R	165	FE012K	96	FM232T	34
FC300R	136	FE013K	96	FM233T	34
FC301R	136	FE014K	96	FM236R	45
FC302R	136	FE020K	96	FM238T	34
FC303R	136	FE021K	96	FM239T	34
FC304R	136	FE022K	96	FM240T	34
FC310R	136	FE023K	96	FM252T	34
FC311R	136	FE024K	96	FM253T	34
FC312R	136			FM258T	34
FC313R	136	FF		FM259T	34
FC314R	136	FF300R	158	FM260T	34
FC411R	72	FF301R	158	FM276R	45
FC412R	72	FF302R	158	FM317T	60
FC413R	72			FM318T	60
FC418R	72	FK		FM319T	60
FD		FK355R	191	FM327T	60
FD016R	8	FK356R	191	FM328T	60
FD017R	8	FK357R	191	FM329T	60
FD018R	8	FK358R	191	FM337T	60
FD019R	8	FK359R	191	FM338T	60
FD020R	8	FK360R	191	FM339T	60
FD021R	8	FK381R	191	FM388R	49
FD022R	8	FK382R	191	FM390R	49
FD023R	8	FK383R	191	FM430R	4
FD028R	8	FK384R	191	FM431R	4

カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ	カタログ番号	ページ
FM		FM		FM	
FM432R	4	FM534R	38	FM599R	62
FM433R	4	FM535R	38	FM600R	62
FM434R	4	FM536R	38	FM610B	2
FM435R	4	FM537R	38	FM611B	2
FM436R	4	FM538R	38	FM612B	2
FM437R	4	FM539R	38	FM613B	2
FM438R	4	FM540R	40	FM614B	2
FM439R	4	FM541R	40	FM615B	2
FM440R	4	FM542R	40	FM616B	2
FM441R	4	FM543R	40	FM617B	59
FM442R	4	FM544R	40	FM618B	59
FM444R	4	FM545R	40	FM627B	58
FM451R	4	FM546R	40	FM628B	58
FM452R	4	FM547R	40	FM637B	58
FM453R	4	FM548R	40	FM638B	58
FM454R	4	FM549R	40	FM639B	58
FM455R	4	FM550R	42	FM640B	32
FM470R	4	FM551R	42	FM642B	32
FM471R	4	FM552R	42	FM644B	32
FM472R	4	FM553R	42	FM647B	59
FM473R	4	FM554R	42	FM648B	59
FM474R	4	FM555R	42	FM650B	33
FM476R	6	FM560R	44	FM652B	33
FM477R	6	FM561R	44	FM654B	33
FM478R	6	FM563R	36		
FM479R	6	FM564R	36	FO	
FM480R	6	FM565R	36	F0120R	189
FM481R	6	FM566R	36	F0127R	189
FM482R	6	FM567R	36	F0130R	189
FM483R	6	FM568R	36	F0135R	189
FM484R	6	FM570R	62	F0136R	189
FM485R	6	FM571R	62	F0522R	188
FM486R	6	FM572R	62	F0523R	188
FM488R	6	FM573R	62	F0525R	188
FM489R	6	FM574R	62	F0530R	188
FM490R	6	FM575R	62	F0532R	188
FM491R	6	FM576R	62	F0534R	188
FM492R	6	FM577R	62	F0550R	187
FM493R	6	FM578R	62	F0551R	187
FM503R	6	FM579R	62	F0555R	186
FM504R	6	FM580R	62	F0566R	187
FM505R	6	FM581R	62	F0570R	186
FM506R	6	FM582R	64	F0572R	186
FM507R	6	FM583R	62	F0601R	182
FM508R	6	FM584R	64	F0602R	182
FM520R	36	FM585R	62	F0610R	183
FM521R	36	FM586R	64	F0611R	183
FM522R	36	FM587R	64	F0612R	183
FM523R	36	FM588R	64	F0614R	183
FM524R	36	FM589R	64	F0620R	182
FM525R	36	FM590R	64	F0622R	182
FM526R	36	FM591R	64	F0624R	182
FM527R	36	FM592R	62	F0626R	182
FM528R	36	FM593R	62	F0632R	182
FM529R	36	FM594R	62	F0634R	182
FM530R	36	FM595R	62	F0636R	182
FM531R	36	FM596R	62	F0640R	183
FM532R	36	FM597R	64	F0641R	183
FM533R	36	FM598R	64	F0645R	184



カタログ番号	ページ		
FO		OL	
FO646R	184	OL611R	75
FO647R	184	OL612R	75
FO648R	185	OL626R	75
FO649R	185	OL627R	75
GF		OM	
GF350R	197	OM489R	26
GF351R	197		
GF352R	197	XJ	
GF353R	197	XJ151R	153
GF354R	197	XJ152R	153
GF355R	197	XJ153R	153
GF360R	197	XJ154R	153
GF361R	197	XJ301R	79
GF362R	197	XJ302R	79
GF363R	197	XJ303R	79
GF364R	197	XJ304R	79
GF365R	197	XJ305R	79
GF370R	197	XJ306R	79
GF371R	197	XJ307R	79
GF372R	197	XJ308R	79
GF373R	197		
GF374R	197		
GF375R	197		
GF380R	197		
GF381R	197		
GF382R	197		
GF383R	197		
GF384R	197		
GF385R	197		
GF944R	196		
GF946R	196		
GF947R	196		
GF948R	196		
LX			
LX149R	192		
LX157R	192		
LX158R	192		
LX159R	192		
LX170R	193		
LX171R	193		
LX172R	193		
LX176R	194		
LX181R	193		
LX182R	193		
LX183R	193		
LX185R	193		
OA			
OA311R	76		
OA312R	76		
OA313R	76		
OA314R	76		
OL			
OL160R	158		
OL165R	158		
OL610R	75		

品番末尾のアルファベット略語の説明

C = クローム表面処理
R = ステンレス製
T = チタン製
B = チタン合金コーティング
K = コバルトクロームモリブデン合金
A = アルミニウム製
WB = チタン合金コーティング W カット剪刀
W = 超硬チップ付 W カット剪刀



Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

AESCULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)

<http://www.bbraun.jp>

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。