



Regional
Anesthesia

Epidural Needle / Spinal Needle

硬膜外麻醉針 · 脊椎麻醉針
局所麻醉用穿刺針

Meister Style. B Braun

シンプルで使いやすい、という性能

ビーブラウン社の

175年以上の歴史から培った開発技術を日本国内の工場で製品化しています。



人間工学に基づき術者の視点に立って生み出された製品をお届けします。



針管の程良い剛性による、穿刺時の優れた操作性。
針先に内面処理を施してあるため、カテーテルの通過がスムーズ。
フィットした内針が、穿刺時に周辺組織の損傷を最低限に。
日本の使用方法に合わせたラージウイングを採用。

ペリカン®

	カラーコード	サイズ(G)／長さ(mm)	販売単位(本)	品番
22G	■	22×80	20	P-2280N
20G	■	20×80		P-2080N
20G	■	20×50		P-2050N
18G	■	18×80		P-1880N
17G	■	17×80		P-1780N
17G	■	17×115	10	P-17115N



切れ味が鋭く、直進性に優れるクインキータイプと、組織を切断しないペンシルポイントタイプをご用意。長い間世界中で愛されるハブ形状の内部に、CFSの視認性を高めるプリズム構造を採用。

スピノカン®



カラーコード	サイズ(G)／長さ(mm)	販売単位(本)	品番
■	25×75	25	4505751N-01
■	25×88		4505905N-01
■	22×88		4507908N-01
■	22×120		4506090N-01

ペンカン®



カラーコード	サイズ(G)／長さ(mm)	ガイド針(mm)	販売単位(本)	品番
■	27×90	35	25	PE-2790RIN
■	27×90	25		PE-2790SIN
■	27×75	25		PE-2775SIN
■	25×90	35		PE-2590RIN
■	25×90	25		PE-2590SIN
■	25×75	25		PE-2575SIN

※針管に目盛付

各種キット製品もご用意しています。



製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター

TEL 0120-401-741(フリーダイヤル)

www.bbraun.jp

販売名：
ペリフィックス
ブラウン穿刺針

承認/届出番号：
20200BZY00051000
20800BZZ00838000

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。