



Surgical  
Instruments

# AESCULAP® Urology

前立腺摘除術用器械

Instruments for prostatectomy




# AESCULAP® Barré-Instruments


Instruments for Radical prostatectomy

## Barré前立腺摘除術用器械

エースクラップとともにフランスの泌尿器科医Dr. Barréがデザインし、開発したBarré器械。  
恥骨後式前立腺摘除術の手技がシンプルになり、より安全で質の高い手術をサポートします。

■ Dorsal vein complex (DVC) のコントロールと尿道間剥離の操作性が向上します。





■ 神経血管束温存での緻密な剥離・切開作業を可能にします。




90° 剥離鉗子 (BJO29R / BJ110R) を用いた神経血管束の温存



共同開発ドクター：  
Dr. Christian Barré  
Service d'Urologie  
Clinique Jules Verne  
2-4, route de Paris  
44314 Nantes, France



# AESCULAP® Urology

## 前立腺摘除術用器械



**BM095R**  
210mm

**BM096R**  
230mm



**BM095R-BM096R**  
ストラツテ  
超硬チップ付持針器



**BM105R**  
超硬チップ付持針器  
先端膝状  
275mm



**BJ106R**  
ジェミニー  
剥離鉗子  
280mm

# クリップアプライヤー

## Challenger Ti-P 〈自動装填式〉



■ MLタイプ  
I クリップアプライヤー

- PL606R シャフト径10mm・シャフト長370mm
- PL608R シャフト径10mm・シャフト長260mm

I チタンクリップマガジン (滅菌済)

- PL569T 8クリップ入/1マガジン  
12マガジン入 (96クリップ入) /1箱

I CO<sub>2</sub>シリンダー (滅菌済) \*使用時は必ず必要となります

- PL575SU 3個入/1箱

■ SMタイプ  
I クリップアプライヤー

- PL604R シャフト径5mm・シャフト長310mm
- PL603R シャフト径5mm・シャフト長205mm


I チタンクリップマガジン (滅菌済)

- PL572T 12クリップ入/1マガジン  
12マガジン入 (144クリップ入) /1箱

I CO<sub>2</sub>シリンダー (滅菌済) \*使用時は必ず必要となります

- PL575SU 3個入/1箱

## Titanium Ligating Clips and Appliers



■ MLタイプ  
クリップアプライヤー ML  
(グリーン) 280 mm




- PL568T  
チタンクリップ  
カートリッジ ML (グリーン)  
6クリップ入/1マガジン  
20マガジン入/1箱 (滅菌済)



■ Mタイプ  
クリップアプライヤー M  
(ブルー) 280 mm




- PL567T  
チタンクリップ  
カートリッジ M (ブルー)  
6クリップ入/1マガジン  
30マガジン入/1箱 (滅菌済)



■ Sタイプ  
クリップアプライヤー S  
(イエロー) 280 mm



- PL565T  
チタンクリップ  
カートリッジ S (イエロー)  
6クリップ入/1マガジン  
30マガジン入/1箱 (滅菌済)



# アドテック バイポーラ シングルユース / アドテック モノポーラ シングルユース / アドテック バイポーラ

## AdTec® single use bipolar

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| PL700   |  | シングルユース メツェンバウムシザーズ<br>φ5mm シャフト長 310mm |
| PL701   |  | シングルユース 有窓メリーランド鉗子<br>φ5mm シャフト長 310mm  |
| PL702SU |  | シングルユース メリーランド剥離鉗子<br>φ5mm シャフト長 310mm  |

## AdTec® monopolar single use

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| 〈シングルユース〉    |   |   |
| P0840SU      |  | シングルユース メツェンバウムシザーズ<br>φ5mm シャフト長 310mm |
| P0841SU      |  | シングルユース 有窓メリーランド鉗子<br>φ5mm シャフト長 310mm  |
| 〈リポーザブルシステム〉 |   |   |
| P0887        |  | ミニメツェンバウムシザーズ φ5mm シャフト長 310mm          |

P0958R

## AdTec® bipolar



本製品の先端には絶縁体としてセラミックを使用しています。  
細心のご注意の上、ご使用ください。

	商品名	シャフト長	セット品番	パーツ品番		
				ジョーインサート	アウターシャフト	ハンドル
 1/1	メツェンバウムシザーズ	310mm	PM400R	PM430R	PM973R	PM450R
 1/1	ミニメツェンバウムシザーズ	310mm	PM407R	PM437R	PM973R	PM450R
 1/1	メリーランド剥離鉗子	310mm	PM401R	PM431R	PM973R	PM450R
 1/1	有窓メリーランド剥離鉗子	310mm	PM408R	PM438R	PM973R	PM450R

# ニードルホルダー / バルーントロッカーシステム

## Special Endoscopic Instruments

PL682R



エンドプロステイトレトラクター φ10mm 370mm  
無外傷性の二股排子

## Needle Holder



PL404R



DUROGRIP ニードルホルダー ストレート  
φ5mm 370mm

PL405R



DUROGRIP ニードルホルダー カーブ  
φ5mm 370mm

PL415R



DUROGRIP ニードルホルダー ライトカーブ  
φ5mm 370mm

## Balloon Trocar System <リポーザブルシステム>

EJ871R



バルーントロッカー トロッカーボディ 基本セット  
(オブチュレーター付)  
φ10mm シャフト長 300mm

EJ872R



バルーントロッカー トロッカーボディ  
(オブチュレーター無し)

EJ873R



バルーントロッカー オブチュレーター

EJ870P



バルーンシャフト シングルユース  
10個入/箱 滅菌済み

SK271C



ストップコック

EJ571P



交換用 シリコンフラップバルブ  
φ10mm/12.5mm用  
20個入

# AESFULAP® - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16  
カスタマーサービスセンター：☎0120-401-741 (フリーダイヤル)  
[www.bbraeln.jp](http://www.bbraeln.jp)

本カタログ掲載製品の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。  
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読みください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。