



STERILE GOODS
MANAGEMENT

AESCULAP Aicon[®]

エースクラップ
滅菌コンテナシステム

AESCULAP Aicon®

滅菌コンテナ

通気孔保護カバー

設置したまま、洗浄と滅菌が可能です（別売り）

化学的インジケーターの変色（単回使用フィルター）

外側から変色が確認できます



コンテナロック



QRコード

スマートフォンのカメラでスキャンし、製品情報を閲覧できます

表示プレート

コンテナ底 側面に設置
10色展開

IDタグ

2サイズ、10色展開
表示プレートまたはAICONバスケットに
はめ込んで使用します




ブラケット

カウントシート、ラベル等を挟んで固定できます



ハンドルは、コンテナ底の側面に窪みを設計し、運用時も音がしません



人間工学的な閉鎖システム

単回使用ペーパーフィルター

フィルターリテーナー

コンテナ表面




ネジ、リベットは使用していません




EDS (乾燥促進システム)




乾燥時間を短縮する乾燥促進システム (オプション)
コンテナ底に2か所
外側から目視で確認できます (EDS設置時は、孔の中が青い)

AESFULAP Aicon®

滅菌コンテナ


コンテナ蓋	注文コード	品番	サイズ 縦×横×高さ (mm)
 <p>フルサイズ</p>	002-590-90	JJ410	598×297×28
 <p>ミドルサイズ</p>	002-590-92	JJ430	464×297×28
 <p>ハーフサイズ</p>	002-590-91	JJ420	300×297×28

コンテナ底	注文コード	品番	サイズ (外寸) 縦×横×高さ (mm)	サイズ (内寸) 縦×横×有効高さ (mm)	蓋を設置した場合の外寸 縦×横×高さ (mm)
 <p>フルサイズ</p>	002-590-74	JJ110	598×297×86	548×258×64	598×297×100
	002-590-52	JJ120	598×297×136	548×258×114	598×297×150
	002-590-54	JJ130	598×297×186	548×258×164	598×297×200
	002-590-56	JJ140	598×297×236	548×258×214	598×297×250
 <p>ミドルサイズ</p>	002-590-77	JJ310	464×297×86	414×258×64	464×297×100
	002-590-79	JJ320	464×297×136	414×258×114	464×297×150
	002-590-81	JJ330	464×297×186	414×258×164	464×297×200
	002-590-83	JJ340	464×297×236	414×258×214	464×297×250
 <p>ハーフサイズ</p>	002-590-63	JJ210	300×297×86	250×258×64	300×297×100
	002-590-65	JJ220	300×297×136	250×258×114	300×297×150
	002-590-67	JJ230	300×297×186	250×258×164	300×297×200
	002-590-69	JJ240	300×297×236	250×258×214	300×297×250

コンテナー底 EDS付		注文コード	品番	サイズ (外寸) 縦×横×高さ (mm)	サイズ (内寸) 縦×横×有効高さ (mm)	蓋を設置した場合の外寸 縦×横×高さ (mm)
 フルサイズ	002-590-51	JJ111	598×297×86	548×258×64	598×297×100	
	002-590-53	JJ121	598×297×136	548×258×114	598×297×150	
	002-590-55	JJ131	598×297×186	548×258×164	598×297×200	
	002-590-57	JJ141	598×297×236	548×258×214	598×297×250	
 ミドルサイズ	002-590-78	JJ311	464×297×86	414×258×64	464×297×100	
	002-590-80	JJ321	464×297×136	414×258×114	464×297×150	
	002-590-82	JJ331	464×297×186	414×258×164	464×297×200	
	002-590-84	JJ341	464×297×236	414×258×214	464×297×250	
 ハーフサイズ	002-590-64	JJ211	300×297×86	250×258×64	300×297×100	
	002-590-66	JJ221	300×297×136	250×258×114	300×297×150	
	002-590-68	JJ231	300×297×186	250×258×164	300×297×200	
	002-590-70	JJ241	300×297×236	250×258×214	300×297×250	

* コンテナー底 EDS付には2個のEDSモジュールが付属しています

EDSモジュール (乾燥促進システム)

注文コード	品番	
002-591-71	JJ800	

AESCULAP Aicon®

バスケット

底部の表面が波状に加工


器械がすべりにくい形状

リングのある器械は、立てかけた状態で組立の作業がしやすくなっています



蓋 (別売り)

人間工学的に
設計されたハンドル



スムーズデザイン

丸みを帯びた設計、脚なし

ラップ材への使用にも適しています




全再生処理プロセスを通じた適合性

AESCULAP Aicon®コンテナとAESCULAP Aicon®バスケットは、全再生処理サイクルを通じて一緒に使用できます







積み重ね

蓋あり、蓋なし、いずれの場合も安定してバスケットを積み重ねることができます







AESFULAP Aicon®

バスケット蓋

バスケット蓋	注文コード	品番	サイズ 縦×横×高さ (mm)
 フルサイズ(大)	002-590-62	JJ167R	528×253×18
 フルサイズ	002-590-99	JJ467R	476×253×18
 ミドルサイズ	002-590-89	JJ367R	394×253×18
 ハーフサイズ	002-590-76	JJ267R	231×253×18

AESCU LAP Aicon[®]

バスケット


バスケット	注文コード	品番	サイズ(外寸) 縦×横×高さ(mm)	サイズ(内寸) 縦×横×有効高さ(mm)
 <p>フルサイズ(大)</p>	002-590-58	JJ161R	537×250×35	535×248×32
	002-590-59	JJ162R	537×250×55	535×248×52
	002-590-60	JJ163R	537×250×80	535×248×77
	002-590-61	JJ164R	537×250×105	535×248×102
 <p>フルサイズ</p>	002-590-95	JJ461R	485×250×35	483×248×32
	002-590-96	JJ462R	485×250×55	483×248×52
	002-590-97	JJ463R	485×250×80	483×248×77
	002-590-98	JJ464R	485×250×105	483×248×102
 <p>ミドルサイズ</p>	002-590-85	JJ361R	403×250×35	401×248×32
	002-590-86	JJ362R	403×250×55	401×248×52
	002-590-87	JJ363R	403×250×80	401×248×77
	002-590-88	JJ364R	403×250×105	401×248×102
 <p>ハーフサイズ</p>	002-590-71	JJ261R	240×250×35	238×248×32
	002-590-72	JJ262R	240×250×55	238×248×52
	002-590-73	JJ263R	240×250×80	238×248×77
	002-590-75	JJ264R	240×250×105	238×248×102

AESCU LAP Aicon®

アクセサリ

表示プレート ブラケット付 (2個)

注文コード	品番 1個	注文コード	品番 10個	カラー	注文コード	品番 1個	注文コード	品番 10個	カラー
002-591-00	JJ500	002-591-21	JJ520	レッド 	002-591-16	JJ505	002-591-26	JJ525	ブラック 
002-591-12	JJ501	002-591-22	JJ521	ブルー 	002-591-17	JJ506	002-591-27	JJ526	ホワイト 
002-591-13	JJ502	002-591-23	JJ522	グリーン 	002-591-18	JJ507	002-591-28	JJ527	オレンジ 
002-591-14	JJ503	002-591-24	JJ523	イエロー 	002-591-19	JJ508	002-591-29	JJ528	パープル 
002-591-15	JJ504	002-591-25	JJ524	グレー 	002-591-20	JJ509	002-591-30	JJ529	ブラウン 




フィルターリテーナー

注文コード	品番	
002-591-81	JJ600	

通気孔保護カバー

注文コード	品番 1個	品番 10個	
002-590-93	JJ440	-	
002-590-94	-	JJ441	

単回使用ペーパーフィルター

注文コード	品番 100枚	インジケーター付
002-591-80	JJ613	

コンテナロック

注文コード	品番 100個	品番 1000個	インジケーターなし
002-591-78	JJ705	-	
002-591-79	-	JJ700	
注文コード	品番 100個	品番 1000個	インジケーター付
002-591-76	JJ715	-	
002-591-77	-	JJ710	

IDタグ
56×29mm

注文コード	刻印あり 品番	注文コード	刻印なし 品番	カラー
002-591-31	JJ540B	002-591-32	JJ540U	レッド 
002-591-33	JJ541B	002-591-34	JJ541U	ブルー 
002-591-35	JJ542B	002-591-36	JJ542U	グリーン 
002-591-37	JJ543B	002-591-38	JJ543U	イエロー 
002-591-39	JJ544B	002-591-40	JJ544U	グレー 
002-591-41	JJ545B	002-591-42	JJ545U	ブラック 
002-591-43	JJ546B	002-591-44	JJ546U	ホワイト 
002-591-45	JJ547B	002-591-46	JJ547U	オレンジ 
002-591-63	JJ548B	002-591-62	JJ548U	パープル 
002-591-61	JJ549B	002-591-60	JJ549U	ブラウン 

IDタグ
56×19mm


注文コード	刻印あり 品番	注文コード	刻印なし 品番	カラー
002-591-48	JJ560B	002-591-47	JJ560U	レッド 
002-591-49	JJ561B	002-591-53	JJ561U	ブルー 
002-591-52	JJ562B	002-591-59	JJ562U	グリーン 
002-591-58	JJ563B	002-591-57	JJ563U	イエロー 
002-591-56	JJ564B	002-591-55	JJ564U	グレー 
002-591-51	JJ565B	002-591-50	JJ565U	ブラック 
002-591-54	JJ566B	002-591-64	JJ566U	ホワイト 
002-591-65	JJ567B	002-591-66	JJ567U	オレンジ 
002-591-67	JJ568B	002-591-68	JJ568U	パープル 
002-591-69	JJ569B	002-591-70	JJ569U	ブラウン 




オールインワンラベル(ロールタイプ)
75×35mm

注文コード	品番	インジケーター付
002-591-74	JJ751	1000ラベル 巻芯径:40mm 
002-591-75	JJ752	1000ラベル 巻芯径:76mm 

ラベルアダプター
80×35mm

注文コード	品番
002-591-83	JJ582 

ブラケット

注文コード	品番 10個
002-591-82	JJ599 

AESCULAP® - a B. Braun brand

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
www.bbraun.jp

発売元

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641 東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122 仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501 金沢営業所 ☎ 050-2018-1030 (代) FAX076-239-2005
名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116 村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363